

MEDI *Service*

MATÉRIEL MÉDICAL

Le partenaire du professionnel de santé

Ensemble depuis plus de
30
ans



Se coucher

S'asseoir

Marcher

Respirer

S'aider

Médico-chirurgical



www.mediservice.fr



MEDI *Service*

MATÉRIEL MÉDICAL

LE PARTENAIRE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

MEDISERVICE + propose depuis 1986 une gamme complète de produits et de services. La prise en compte des intérêts du patient est au cœur de nos préoccupations et guide nos choix dans la sélection du matériel que nous conseillons.

MEDISERVICE + est en mesure de vous offrir une prise en charge globale de votre patient à travers une gamme très étendue de prestations et de produits aussi bien en location qu'en vente: fauteuils roulants, aides à la marche, lits médicalisés, lève-malades, verticalisateurs, matelas, coussins préventifs et curatifs de l'escarre, oxygénothérapie, PPC, ventilation assistée, nutrition entérale


CHOISIR MEDISERVICE+, C'EST VOUS GARANTIR :

- Un vaste choix de produits et de services disponibles dans la demi-journée ou la journée



- Une équipe professionnelle, compétente, expérimentée et réactive (plus de 60 personnes sur les 5 sites, dont **un pharmacien, une diététicienne**)





- La proximité de nos 5 agences :
AMBERIEU, BESANCON, CHAUMONT, EPINAL
et VESOUL

- La qualité de service reconnue
par certification BUREAU VERITAS
ISO 9001-2015



- Du matériel de location irréprochable grâce à des
protocoles de désinfection exigeants (circuits complets
de décontamination)

- Un service d'assistance 24h/24 pour
les produits d'urgence (oxygène,
ventilation, nutrition, matelas théra-
peutiques, lits médicalisés...)



- Un service après-vente spécialisé pour
le suivi de votre matériel

INDEX DES PRODUITS

A			
Abaisse langue en bois	Page 81 A	Coussin gel et mousse classe 1B	Page 34 D
Accroche canne	Page 45 F	Coussin ROHO Airlite	Page 35 A
Adaptateur luer VENOJECT	Page 76 B	Coussin ROHO Hybridelite	Page 35 B
Aérosol manosonique automatique AMSA	Page 55 C	Coussin ROHO Quattro	Page 35 D
Aérosol pneumatique INNOSPIRE Elégance	Page 54 A	Coussin ROHO Sensor Ready & Smart Check	Page 35 C
Aérosol pneumatique Sami l'otarie	Page 54 B	Coussin rond gonflable	Page 34 B
Aérosol sonique automatique	Page 55 A	Couteau fourchette NELSON	Page 64 B
Aérosol ultrasonique SHINMED	Page 55 E	Couverts (jeu de 4)	Page 64 A
Aérosol ultrasonique ventilé LS200	Page 56 G	Couverts coulés	Page 64 C
Agrafeuse cutanée à usage unique	Page 83 O	Crachoir à usage unique	Page 66 H
Aiguilles	Page 76 A	Cuvette lave tête	Page 65 A
Alèse à usage unique ID Expert Protect	Page 71 A		
Alèse molleton / PVC	Page 19 D	D	
Alèse PVC	Page 19 A	Débrillateur automatisé externe LIFELINE	Page 80 F
Aniosept 41	Page 84/85/86	Disque de transfert	Page 23 A
Aniosgel 85 NPC	Page 84/85/86	Divan d'examen Ecomax	Page 87 A
Aniosyme DD1	Page 84/85/86	Divan d'examen mixte 3 parties	Page 87 B
Appareil à Pression Positive Continue	Page 53 A	Divan d'examen mixte à hauteur variable électrique	Page 87 D
Appui dos	Page 10 E	Divan d'examen OV2-6-125 S	Page 87 C
Arceau de lit	Page 19 E	Doigtiers de LEGUEU	Page 77 C
Aspirateur trachéal	Page 56 A	Dossier AGILITY	Page 35 E
		Dragonne	Page 45 E
B		Drap de glisse	Page 18 E
Barre d'accès au bain HANDY	Page 62 H	Draps d'examen lisses	Page 77 J
Barre d'appui coudée	Page 62 B	Draps d'examen plastifiés	Page 77 K
Barre d'appui murale à ventouses STILEO	Page 62 G		
Barre d'appui murale Aqua	Page 62 C	E	
Barre d'appui murale droite	Page 62 A	ECG COLSON	Page 80 E
Barre d'appui murale en L	Page 62 D	Electrode auriculaire	Page 57 C
Barre d'appui relevable	Page 62 E	Electrodes	Page 57 D
Bassin de lit	Page 66 D	Electrostimulateur périnéal	Page 69 A
Bâtonnets glycélinés citron	Page 81 C	Embouts de canne anglaise	Page 45 C
Bâtonnets soin de bouche	Page 81 B	Embouts de canne spécial GLACE	Page 45 D
Béquilles	Page 43 F	Enfile-bas	Page 65 D
Bidet cuvette	Page 66 E	Enfile- bas de contention Kinetec	Page 65 E
Bistouris jetables	Page 83 L	Enfile-collant	Page 65 F
Blouse à usage unique	Page 77 D	Eponge à long manche	Page 65 B
Bock à lavement	Page 66 F	Essuie-mains enchevêtrés	Page 77 I
Boite pour instrumentation	Page 83 Q		
		F	
C		Fauteuil d'accès SLIDE	Page 60 F
Cadre de marche 4 poignées	Page 46 C	Fauteuil de douche et garde-robe à roulettes OBANA	Page 61 J
Cadre de marche articulé pliant	Page 46 D	Fauteuil de douche et garde-robe Pico Commode	Page 61 G
Cadre de marche fixe traditionnel	Page 46 A	Fauteuil de prélèvement	Page 87 F
Cadre de marche pliant confort	Page 46 B	Fauteuil de repos gériatrie Navailles	Page 38 B
Cadre de toilettes	Page 63 G	Fauteuil de repos Innov No Stress	Page 38 E
Canne à motifs	Page 44 F	Fauteuil de repos Normandie	Page 38 A
Canne anatomique	Page 44 E	Fauteuil de transfert BOBBY Vermeiren	Page 28 A
Canne anglaise aluminium	Page 43 A	Fauteuil garde-robe à roulettes KELIS	Page 39 G
Canne anglaise bariatrique	Page 43 E	Fauteuil garde-robe CANDY 155	Page 39 A
Canne anglaise de confort	Page 43 C	Fauteuil garde-robe et de douche Pico Commode	Page 39 E
Canne anglaise de couleur	Page 43 B	Fauteuil garde-robe pliant	Page 39 D
Canne anglaise enfant	Page 43 D	Fauteuil garde-robe réglable en hauteur Omega Eco	Page 39 C
Canne bois	Page 44 A	Fauteuil garde-robe XXL Vermeiren	Page 39 B
Canne pliante	Page 44 C	Fauteuil releveur électrique INNOV/COCOON	Page 38 D
Canne poignée T	Page 44 B	Fauteuil releveur électrique Styléa	Page 38 C
Canne quadripode	Page 45 B	Fauteuil roulant bariatrique Vermeiren V300	Page 28 E
Canne siège	Page 44 D	Fauteuil roulant confort Netti4U CE	Page 30 B
Canne tripode	Page 45 A	Fauteuil roulant confort Réa Clématis	Page 30 A
Ceinture d'aisance	Page 19 G	Fauteuil roulant confort Vermeiren INOVYS II	Page 30 C
Ceinture de retournement	Page 18 F	Fauteuil roulant de verticalisation Invacare Dragon Vertic	Page 33 D
Ceinture Nausicaa YZA	Page 40 C	Fauteuil roulant électrique enfant Invacare Dragon Junior	Page 32 B
Ceinture pelvienne confort	Page 40 B	Fauteuil roulant électrique Invacare Esprit Action 4	Page 31 B
Ceinture simple	Page 40 A	Fauteuil roulant électrique Invacare Storm 4	Page 31 E
Chaise de douche 9781E I-Fit	Page 61 F	Fauteuil roulant électrique Permobil F5	Page 33 C
Chaise de douche à roulettes H243	Page 61 K	Fauteuil roulant électrique Permobil M3 CORPUS	Page 31 F
Chaise de douche Alizé H2480	Page 61 H F	Fauteuil roulant électrique Pride Partner	Page 31 A
Chaise de douche CADIZ	Page 61 E	Fauteuil roulant électrique Sunrise Salsa M2	Page 31 D
Chaise de douche OCEAN	Page 62 L	Fauteuil roulant électrique Vermeiren Forest 3	Page 31 C
Chaise de douche Swift Mobile Inclinaable	Page 62 M	Fauteuil roulant enfant Action3 Junior	Page 32 A
Chaise haute de cuisine	Page 64 I	Fauteuil roulant manuel Action2 NG	Page 28 B
Chaise toilette pliante Blue Steel 3 en 1	Page 63 I	Fauteuil roulant manuel Action3 NG	Page 28 C
Changes anatomiques ID Expert Form	Page 72 C	Fauteuil roulant manuel Action4 NG	Page 28 D
Changes complets ID Expert Slip	Page 73 E	Fauteuil roulant manuel verticalisation électrique	
Charlotte ronde blanche	Page 77 F	Invacare Action Vertic	Page 33 B
Chausse pied long	Page 65 G	Fauteuil roulant ultra-léger Küschall Compact	Page 29 F
Chaussure de Barouk courte	Page 67 A	Fauteuil roulant ultra-léger Küschall K-séries	Page 29 H
Chaussure de Barouk longue	Page 67 B	Fauteuil roulant ultra-léger Quickie Life	Page 29 G
Ciseaux coupe fils Spencer	Page 82 E	Fauteuil roulant ultra-léger Xénon	Page 29 I
Ciseaux dauphins	Page 82 A		
Ciseaux iridectomie	Page 82 F	G	
Ciseaux Jesco	Page 82 D	Gants de toilette à usage unique	Page 73 F
Ciseaux mousse	Page 82 B	Gants latex ou vinyl	Page 77 A
Ciseaux pointus	Page 82 C	Gants latex stériles	Page 77 B
Collecteur d'aiguilles	Page 76	Garrot automatique	Page 76 F
Compresse de gaz non stériles	Page 81 F	Garrot sans latex	Page 76 E
Compresse de gaz stériles	Page 81 G	Gel électroconducteur	Page 57 E
Concentrateur fixe	Page 52 A	Guidon de transfert ETAC TURNER	Page 23 D
Concentrateur mobile	Page 52 C	Guidon de transfert VERTIC EASY	Page 23 C
Concentrateur remplisseur HOMEFILL	Page 52 B		
Cônes de surélévation	Page 10 F	H	
Coton boule hydrophile	Page 81 D	Housse dermalon	Page 19 B
Coussin à cellules pneumatiques KINERIS	Page 34 G	Housse intégrale Promust	Page 19 C
Coussin à mémoire de forme avec butée pelvienne cl2	Page 34 F	Humidificateur oxygène	Page 52 D
Coussin à mémoire de forme ALOVA classe 2	Page 34 E		
Coussin de positionnement VCP Asklé	Page 16	I	
Coussin forme bouée	Page 34 A	Inhalateur	Page 66 G
Coussin gel classe 1B	Page 34 C	Incontinence	Page 70 à 73

L			
Lames de bistouri			
Linget'Anios	Page 83 N	Rollator 4 roues Dolomite Jazz	Page 47 K
Lit Fortissimo	Page 84/85/86	Rollator 4 roues MIGO	Page 47 I
Lit médicalisé ALZHEIMER	Page 8 C	Rollator 4 roues MODELITO XTRA	Page 47 J
Lit médicalisé HMS EURO 1000	Page 8 B	Rollator 4 roues XXL	Page 47 L
Lit médicalisé HMS EURO 1000 barrières bois	Page 8 A	Rouleau Antidérapant	Page 65 I
Lit médicalisé HMS 3000 Harmonie	Page 9 E		
Lit médicalisé PITCHOUNE	Page 9 F	S	
Lunettes à oxygène	Page 9 D	Sacs hygiénique Care Bag	Page 39 F
	Page 52 A	Sandale de douche	Page 65 C
M		Sangle de toilettes pour soulève malade	Page 24 J
Malette Comed Bag	Page 83 A	Sangle en U avec têtère pour soulève malade	Page 24 I
Malette tissu Smart Médical Bag	Page 83 B	Sangle en U pour soulève malade	Page 24 H
Manche de bistouris	Page 83 M	Savon doux haute Fréquence	Page 84/85/86
Masque à oxygène	Page 52 B	Scooter INVACARE LEO	Page 31 G
Masque à oxygène haute concentration	Page 52 C	Seringues 3 pièces	Page 76 C
Masque avec embout narinaire NL11	Page 55 B	Serviette couvrante de luxe	Page 64 E
Masque de soins élastiques 3 plis	Page 77 G	Serviette longue	Page 64 D
Masque FFP2	Page 77 H	Set de pansements SAD 1	Page 81 K
Masque MS1 pour aérosol manosonique	Page 55 D	Set de soins DK 815	Page 81 J
Masque nébuliseur ventilé	Page 56 H	Siège coquille Innov' SA Premium	Page 37 D
Masque pour PPC	Page 53 B	Siège coquille SOFFA PRINCEPS	Page 37 C
Masque pour VNI (ventilation)	Page 53 D	Siège coquille Vermeiren Altitude	Page 37 A
Masque Sidestream	Page 54 C	Siège coquille Vermeiren Coraille	Page 37 B
Masque YE2 pour aérosol ultrasonique	Page 55 F	Siège de bain pivotant	Page 60 E
Matelas à air et compresseur AUTOMORPHO+	Page 14 B	Siège de douche rabattable SANSIBAR	Page 61 I
Matelas à air et compresseur AXTAIR ONE	Page 14 A	Siège élévateur de bain ORCA	Page 60 G
Matelas à air et compresseur SENTRY 1200	Page 14 C	Slip intégral ID Pants Active	Page 72 D
Matelas à mémoire de forme classe 2	Page 13 C	Sonde anale	Page 69 D
Matelas Airsoft Duo classe 3	Page 13 D	Sonde vaginale Saint Cloud +	Page 69 B
Matelas clinique	Page 13 A	Sonde vaginale Saint Cloud Classic	Page 69 C
Matelas gaufrier APLOT classe 1	Page 13 B	Sortie de bain Secure Soft	Page 60 B
Microperfuseurs	Page 76 D	Soulève drap	Page 19 F
		Soulève jambe en mousse	Page 19 H
		Soulève malade	Page 24 G
		Sparadrapp micropore	Page 81 E
N		Spéculum stérile à usage unique	Page 81 I
Neurostimulateur CEFAR PRIMO PRO	Page 57 B	Steranios 2%	Page 84/85/86
Neurostimulateur TENS ECO 2	Page 57 A	Stéthoscope COLSON standard	Page 78 E
Nutriments	Page 56 B	Stéthoscope Dual Pulse	Page 78 F
		Stéthoscope Littmann Classic 2	Page 79 H
O		Stéthoscope Magister	Page 79 G
Obus d'oxygène	Page 51 A	Sur chaussures visiteur	Page 77 E
Oreiller à mémoire de forme	Page 18 D	Sur-élévateur de WC 3 en 1	Page 63 H
Oreiller SISSEL +	Page 18 B	Surfanios Premium	Page 84/85/86
Oreiller Vegelya THALASSO	Page 18 C	Surfa'safe Premium	Page 84/85/86
Ote agrafe à usage unique	Page 83 P	Système d'aide à la poussée MINOTOR	Page 30 D
Otoscope Heine mini 3000	Page 79 I	Système d'aide à la poussée VIAMOBIL	Page 30 E
Oxygène liquide	Page 51 B		
Oxymètre de pouls OXYGO	Page 79 K	T	
Oxymètre de pouls OXYPAD HOME	Page 67 H	Table de kinésithérapie	Page 87 E
Oxymètre de pouls NONIN GO2	Page 79 L	Table de lit BAYA	Page 21 D
		Table de lit classique TA3909	Page 21 B
P		Table de lit KALISTO	Page 21 F
Pèse-bébé SECA 354	Page 68 C	Table de lit Multiposition spéciale fauteuil roulant	Page 21 C
Pèse-personne mécanique SECA 761	Page 80 A	Table de lit Spéciale Fauteuil Releveur	Page 21 E
Pèse-personne parlant COMED	Page 67 G	Tabouret de bain STEP	Page 60 C
Pèse-personne SECA 384	Page 80 C	Tabouret de coin SUMATRA	Page 61 C
Pèse-personne SECA 750	Page 67 F	Tabouret de douche 9780E I-Fit	Page 61 B
Pèse-personne SECA 877	Page 80 B	Tabouret de douche Aquatec DOT	Page 61 D
Pèse-personne SECA CLARA 803	Page 67 E	Talonnrière anti-escarres	Page 15 B
Pince à échardes	Page 82 K	Talonnrière de fond de lit	Page 15 A
Pince à ongles	Page 82 H	Talonnrière en fibres de silicone	Page 15 C
Pince de préhension	Page 65 H	Talonnrière en gel	Page 15 D
Pince dissection fine	Page 82 J	Talonnrière/releveur de pied Asklé	Page 15 E
Pince Kocher droite	Page 82 G	Tampons alcoolisés	Page 81 H
Pince sécateur	Page 82 I	Tapis de bain H190	Page 60 A
Pipi-Stop + bande	Page 68 A	Tapis de douche Antigua	Page 61 A
Planche de bain Marina	Page 60 D	Tensiomètre au bras M3	Page 67 C
Planche de transfert SURF	Page 23 B	Tensiomètre au poignet RS3	Page 67 D
Plateau de lit PONA	Page 21 A	Tensiomètre Dupont STILEA	Page 78 D
Plateau lave tête	Page 40 C	Tensiomètre Lian Métal	Page 78 B
Poignée Balnéo et marche pied	Page 62 F	Tensiomètre Lian Nano	Page 78 A
Poignée de sortie de lit	Page 10 B	Tensiomètre NM	Page 78 C
Pompe à nutrition FRESENIUS APPLIX	Page 56 A	Thermoscan Pro 6000	Page 79 J
Poncho économique simple	Page 40 B	Tire-lait électrique DTF Fisio cadence variable	Page 68 D
Potence sur socle	Page 10 A	Tire-lait électrique MEDELA Lactina	Page 68 E
Poussette Eco Buggy	Page 32 C	Toise pédiatrique SECA 206	Page 80 D
Poussette évolutive Kimba Néo	Page 32 D	Tricycle à pédales	Page 32 E
Protection de barrières	Page 10 D	Tubulures à oxygène	Page 52 E
Protections féminines ID Expert light	Page 71 B		
Protections masculines ID For Men	Page 71 B	U	
Protège jambes Standard	Page 40 A	Urinal anti-reflux URSEC	Page 66 B
Pupitre pour bébé	Page 68 B	Urinal femme	Page 66 C
		Urinal homme	Page 66 A
R			
Rallonge de lit	Page 10 C	V	
Rampes télescopiques	Page 33 E	Ventilation	Page 53 C
Rebord d'assiette	Page 64 F	Verre à découpe nasale ERGO	Page 64 H
Rehausse WC Aquatec 90	Page 63 E	Verre plastique canard	Page 64 G
Rehausse WC Clipper 1 classique	Page 63 A	Verticalisateur	Page 24 E
Rehausse WC Clipper 2 avec fixations	Page 63 B	Verticalisateur WAY UP	Page 24 F
Rehausse WC Clipper 3 avec fixations et abattant	Page 63 C	Verticalisateur Vertistatique	Page 33 A
Rehausse WC Clipper 4 idem Clipper 3 + poignées	Page 63 D		
Rehausse WC Contact	Page 63 F	W	
Repose-nuque gonflable	Page 18 A	Wip Anios excel lingettes	Page 84/85/86
Rollator 2 roues ACTIO 2	Page 46 G		
Rollator 2 roues AIR	Page 46 E		
Rollator 2 roues ECO	Page 46 F		
Rollator 3 roues MADRID	Page 47 H		

BUREAU VERITAS
Certification



A M S 70

Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat

**28 RUE RAYMOND ET LUCIE AUBRAC
70000 VESOUL - FRANCE**

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l'organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :

Standard

ISO 9001:2015

Domaine d'activité

**PRESTATAIRE DE SERVICE DANS LES DOMAINES DE LA LOCATION DE :
LITS MEDICALISES, FAUTEUILS ROULANTS, MATELAS ET COUSSINS
ANTI-ESCARRE, AIDES AU TRANSFERT, AIDES A LA MARCHÉ, AIDES TECHNIQUES
A LA VIE COURANTE, PRODUITS D'INCONTINENCE, OXYGENOTHERAPIE,
NUTRITION, PERFUSION, VENTILATION, NEUROSTIMULATION, AEROSOLTHERAPIE,
MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL, MATERIEL DE PROTECTION
ET DE DESINFECTION, MOBILIER MEDICAL**

Date d'entrée en vigueur : **14 mai 2018**

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : **22 mars 2021**

Certificat n° : **FR043419-1**

Date: **15 mai 2018**

Affaire n° : **7067016**

Jacques Matillon - Directeur général

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : **+ 33 (0)1 41 97 00 60**.



SE COUCHER



Les lits médicalisés
Les accessoires de lit
La prévention des escarres
Les matelas
Prévention des escarres au lit
Les oreillers
Aide aux soins
Les housses et alèses
Equipement de lit divers
Les tables de lit
Le transfert



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur



Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française



Se coucher

LES LITS MÉDICALISÉS



Valable pour les 2 pages

INSTALLATION

24H/24
7J/7



A • LIT MÉDICALISÉ HMS EURO 1000

Classique

Lit classique convenant à l'immense majorité des malades que ce soit pour une courte ou une très longue durée.

Hauteur variable électrique : 30 à 78 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Option :
- Relève jambe électrique

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un lit médicalisé avec barrières et potence, pour une durée de mois + forfait livraison. »



B • LIT MEDICALISE HMS ALZHEIMER

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les traumatismes liés à la chute du patient grâce à sa hauteur minimale de 21 cm. Conseillé pour les patients dont les fonctions cognitives ou psychiques sont altérées (type alzheimer).

Hauteur variable électrique : 21 à 76 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un lit médicalisé électrique de type ALZHEIMER avec barrières et potence, pour une durée demois + forfait livraison. »



Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Option :
- Relève jambe électrique



C • LIT FORTISSIMO LARGEUR 120 CM

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes fortes. Sa largeur de 120 cm permet d'avantage d'aisance pour le patient alité. Ses caractéristiques techniques permettent de l'utiliser en toute sécurité pour des patients pesant jusqu'à 270 kg.

Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 120 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 270 kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un lit médicalisé électrique de type FORTISSIMO avec barrières et potence, pour une durée de mois, pour un patient de ...kg + forfait livraison. »



Bariatrique



[prise en charge pour les personnes de + de 135 kg]

D • LIT MÉDICALISÉ PITCHOUNE

Moins de 12 ans

Le lit médicalisé « PITCHOUNE » a été développé spécifiquement pour les enfants de 3 à 12 ans (moins de 146 cm) en perte d'autonomie. Le lit a une hauteur variable de 30 à 77 cm.

Hauteur variable électrique : 30 à 77 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions: 80 x 160 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Relève jambe électrique

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un lit médicalisé électrique pour enfant de moins de 12 ans (-146 cm) avec barrières et potence, pour une durée de mois, pour un patient de ... kg + forfait livraison. »



Barrières
pleine longueur

E - LIT HMS EURO 1000 BARRIERES BOIS

La configuration du lit est conçue pour que les barrières occupent la totalité de la longueur. En position barrières relevées, le lit ne dispose pas d'échappatoire. Ce type de lit peut être préférable pour des patients désorientés susceptibles de sortir du lit durant la nuit.



MODÈLE D'ORDONNANCE

«Location d'un lit médicalisé électrique avec barrières pleine longueur et potence pour une durée de ... mois + forfait livraison.»

Hauteur variable électrique : 30 à 78.5 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Option :
• Relève jambe électrique

F • LIT MÉDICALISÉ HMS 3000 HARMONIE

Lit double

Lit médicalisé type «double», conçu pour les couples. Il se compose de deux sommiers indépendants disposant des mêmes fonctions. Il est à noter qu'au regard des remboursements, ce lit est considéré comme un lit simple, donc une partie reste à la charge de l'assuré.

Hauteur variable électrique : 36 à 62 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 140 x 211 cm
Poids maxi utilisateur(s) : 270 kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Option :
• Relève jambe électrique

MODÈLE D'ORDONNANCE

«Location d'un lit double médicalisé électrique avec barrières et potence pour une durée de ... mois + forfait livraison.»





LES ACCESSOIRES DE LIT

A • POTENCE SUR SOCLE

Pour les lits non médicalisés.
Aide au lever et au déplacement.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'une potence sur socle pour une durée de ... mois + forfait livraison. »



B • POIGNÉE DE SORTIE DE LIT

Installation sans fixation.
Tout type de lits et de matelas.
Facilite la sortie du lit.
Utilisable sur un lit non médicalisé.



C • RALLONGE DE LIT

Rallonge de 20 cm.
Pour personne de grande taille ou pour un plus grand confort.



D • PROTECTIONS DE BARRIÈRES

Protection en mousse fixable sur les barrières.
A destination de malades agités risquant de se blesser dans les barrières.



Info+

Les protections de barrières protègent des blessures mais ne constituent pas une solution pour éviter les sorties de lit intempestives. Si cette problématique se pose, il faut opter pour le lit modèle barrières pleine longueur.

E • APPUI DOS

Tête de confort.
Inclinaison de 45 à 60°.
Poids maximal : 110 kg.
Pour lit non médicalisé.



Confort ou vertu thérapeutique (Reflux Gastro-Oesophagien).



F • CÔNES DE SURÉLEVATION

Lot de 4 cônes en plastique.
Réhausse le lit de 9 ou 15 cm.
Facilite le lever et le coucher.



ÉVALUATION DU RISQUE

Le choix d'une solution de prévention des escarres repose sur l'identification du niveau de risque du patient. L'échelle de Braden constitue une solution reconnue pour l'évaluer. D'autres éléments comme l'existence d'antécédents d'escarres ou le temps total passé au lit doivent être pris en compte.

ÉCHELLE DE BRADEN

Sensibilité	Humidité	Activité
1 complètement limitée	1 constamment humide	1 confiné au lit
2 très limitée	2 très humide	2 confiné en chaise
3 légèrement limitée	3 parfois humide	3 marche parfois
4 pas de gêne	4 rarement humide	4 marche fréquemment
Mobilité	Nutrition	Frictions et frottements
1 totalement immobile	1 très pauvre	1 problème permanent
2 très limitée	2 probablement inadéquate	2 problème potentiel
3 légèrement limitée	3 correcte	3 pas de problème apparent
4 pas de limitation	4 excellente	
		Total des points :

CHOIX DU MATELAS

Pour les patients couchés, le premier niveau de prévention repose sur le choix du matelas et/ou du surmatelas qui va concerner l'ensemble du corps et assurer une prévention globale.

- ≥ 18 :** Risque nul à faible : matelas clinique jusqu'à matelas gaufrir (classe 1A)
- 13 à 17 :** Risque faible à moyen : matelas gaufrir (classe 1A)
- 8 à 12 :** Risque moyen à élevé : matelas à mémoire de forme (classe 2), matelas Airsoft Duo (classe 3), surmatelas Axtair One
- 7 ≤ :** Risque très élevé : surmatelas Axtair Automorpho +, surmatelas Sentry 1200

LES TALONNIÈRES ET COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Les coussins, blocs, plots et talonnières sont des dispositifs d'aide à la prévention des escarres. Ils concernent des zones précises du corps (talon, bassin, malléole ...) et sont utilisés en réponse à un risque jugé accru à cet emplacement. Il peut s'agir d'une prédisposition du patient ou bien d'une position dangereuse.




LE TRAITEMENT DES ESCARRES

LES 4 STADES D'ESCARRE

En plus du traitement des escarres par pansement ou par antiseptique, des dispositifs type matelas ou coussins peuvent être utilisés comme aide au traitement.

STADE	LOCALISATION	ÉTAT CUTANÉ	DESCRIPTION	
1	Épiderme	Érythème	Rougeur persistante malgré la suppression de la compression	
2	Derme	Phlyctène fermée/ouverte	Phlyctène avec ou sans abrasion de l'épiderme et du derme	
3	Tissus mous	Escarre superficielle	Atteinte du tissu sous-cutané	
4	Muscles, tendons jusqu'à l'os	Escarre profonde	Ulcération tendino-musculaire voire osseuse	



AIDE AU TRAITEMENT PAR MATELAS

L'usage d'un surmatelas thérapeutique peut constituer un traitement d'appoint lors de la survenue d'une escarre. Le gonflement et le dégonflement alternatif des cellules permettent d'améliorer la circulation sanguine et de varier les points de pression.

Escarre de stade 1 à 2 : Surmatelas Axtair One

Escarre de stade 1 à 4 : Surmatelas Axtair Automorpho ou Surmatelas Sentry 1200

AIDE AU TRAITEMENT PAR COUSSIN OU TALONNIÈRE

Lors de la survenue d'une escarre, la décharge de la zone concernée va constituer une urgence et une première mesure d'aide à la cicatrisation. Il existe tout un panel de solutions impliquant un ou plusieurs dispositifs pour assurer la décharge de toutes les parties du corps.



A • MATELAS CLINIQUE

Simple matelas de mousse équivalent du matelas traditionnel, sans propriété spécifique de prévention des escarres.


Convient aux malades sans risque d'escarres.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un matelas clinique. »



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un matelas gaufré de classe 1A. »

B • MATELAS GAUFRIER APLOT (CLASSE 1A)

Matelas gaufré en mousse haute résilience Zyprex TM. L'action clinique de ce type de matelas est basée sur la mobilité des plots permettant une meilleure répartition des pressions et une diminution des frictions. Les 4 pans sont coupés pour faciliter l'installation de la potence.

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg
FOURNI avec une alèse Dermalon

C • MATELAS À MÉMOIRE DE FORME (CLASSE 2)

Matelas à mémoire de forme en mousse viscoélastique alova. Celle-ci a la propriété d'augmenter les points de contact et de diminuer la pression. Elle facilite également la circulation sanguine.

Triportance à décharge talonnière intégrée.

Amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée.

Augmentation du confort par accompagnement des mouvements du corps.

Dimensions : 195 x 88 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg
EXISTE AUSSI EN LARGEUR 70/120/140 cm



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un matelas mousse + surmatelas à mémoire de forme de classe 2. »

Fréquence de renouvellement d'un matelas :

Classe 1A : tous les ans

Classe 2 : tous les 3 ans

Classe 3 : tous les 3 ans

D • MATELAS AIRSOFT DUO (CLASSE 3)

Matelas en mousse à très haute densité garantissant une excellente répartition des pressions, une réponse dynamique de la mousse aux mouvements du corps et l'absence d'effet de cisaillement. De plus, il offre un confort de contact inégalable, ainsi il a un effet antalgique qui permet aux patients à haut seuil de douleur de se reposer et donc de retrouver le sommeil et une meilleure forme.

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg
FOURNI avec une alèse Dermalon



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un matelas de type Airsoft duo de classe 3. »



Les surmatelas

A • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR ASKLÉ AXTAIR ONE

Prévention et traitement des escarre jusqu'au stade 2

Le compresseur gonfle et dégonfle les cellules du surmatelas selon un cycle de dix minutes. La mobilité du patient est augmentée et les forces de friction diminuées. En outre, ce système améliore le flux sanguin et facilite la circulation dans les capillaires. Le compresseur fourni est étudié pour être le plus silencieux possible.

Dimensions : 195x85x17 cm
Poids utilisateur: de 30 à 110 kg

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un compresseur + surmatelas à air Axtair One pour une durée de ... mois + forfait livraison. »



B • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR ASKLÉ AUTOMORPHO +

Prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 4

Ce surmatelas possède 3 modes thérapeutiques :

- Dynamique (alterné 1 cellule sur 2)
- Statique basse pression
- Soins

Système de réglage de pression automatique.

Alarmes visuelles et sonores.

Prévention et traitement des escarres.

Décharge talonnière de série.

Mode assis.

Transport avec autonomie de 8h.

Dimensions : 195x85x17 cm
Poids utilisateur: de 30 à 165 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un compresseur + surmatelas à air Automorpho + pour une durée de ... mois + forfait livraison. »



C • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR SENTRY 1200

Prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 4

Les pressions dynamiques et statiques de ce surmatelas s'adaptent automatiquement en fonction du poids du patient et par détection des mouvements. Le but est d'assurer l'alternance des points d'appui le plus efficacement possible, favorisant ainsi la circulation sanguine.

Dimensions : 195x88x17 cm
Poids utilisateur: de 25 à 165 kg

La prescription doit être effectuée par un médecin de médecine physique et réadaptation, un gériatre ou un neurologue.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« MR/ MME X, patient (e) à haut risque d'escarres, nécessite la location d'un matelas à air SENTRY 1200 pour une durée de.... mois + forfait livraison. »



VOIR GUIDE DE CHOIX DU MATELAS ANTI-ESCARRE PAGE 13



Info+

Les matelas et surmatelas constituent un élément essentiel de la prévention des escarres mais ne doivent pas faire oublier les autres éléments (talonnières, oreillers, coussins de positionnement et coussins d'assise).



Valable pour cette page

PRÉVENTION DES ESCARRES AU LIT



Talonnères

A • TALONNIÈRE DE FOND DE LIT

Talonnère en mousse à mémoire de forme permet une décharge partielle ou totale des talons pour la prévention ou l'aide au traitement de l'escarre.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



En décharge partielle



En décharge totale



MODÈLE D'ORDONNANCE

« L'état de santé de MR / MME X présente un risque d'escarre de X sur l'échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état nécessite la délivrance d'un coussin de série de positionnement standard, des hanches et des genoux P902T SYST'AM. »



B • TALONNIÈRE ANTI-ESCARRES

100% polyester
avec fixations auto
agrippantes.
Livré par paire.



C • TALONNIÈRE EN FIBRE DE SILICONE



Talonnère préventive de l'escarre
en fibres creuses polyester 100 %
siliconée.



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une paire de talonnières en fibre de silicone. »



D • TALONNIÈRE EN GEL

Talonnère enveloppante en gel
pour une prévention renforcée.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une talonnère en gel. »



E • TALONNIÈRE/RELEVEUR DE PIED ASKLÉ

Décharge talonnère avec sa découpe circulaire, la
«botte» soulage et évite les frottements du talon.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une attelle/releveur de
pied de série ASKLE. »



Info+

Pour un patient alité en position dorsale, le talon représente la principale zone à risque de survenue d'escarre. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une grande surveillance. Chez les patients à haut risque d'escarres, ils doivent même être installés préventivement. Le traitement et la prévention reposent sur l'installation d'une talonnère afin de diminuer les points de pression, voire de décharger totalement le talon. Elles peuvent être utilisées en complément d'un matelas à air.



Se coucher

PRÉVENTION DES ESCARRES AU LIT

Valable pour cette page



Les coussins de positionnement

Les coussins de positionnement sont utilisés pour réduire la pression exercée sur les zones à risque d'escarre. Ils sont constitués de microbilles dont les roulements s'adaptent aux mouvements du patient permettant une décharge et une meilleure répartition des pressions. Les housses subissent plusieurs traitements pour assurer l'imperméabilité des coussins, le confort maximum pour le patient et le non développement de micro-organisme.



On peut distinguer trois types de coussins dans notre gamme :

LES COUSSINS STANDARDS



- Coussin de positionnement latéral 30°
- 182 x 54 cm VCP08 ou 170 x 74 cm VCP11
- Pour les patients en décubitus latéral strict
- Assure le positionnement de tout le corps en position latérale 30°



- Coussin d'abduction des hanches VCP07
- 35 x 28 cm
- Placé entre les jambes, limite les mauvaises position des hanches
- Utile en post-opératoire type prothèse de hanche



- Coussin de positionnement demi-lune VCP09
- 137 x 80 cm
- En position assise ou semi-assise
- Glissé sous le dos assure une décharge de la zone du bassin

LES PLOTS



- Coussin 1/2 bouée plot d'abduction des genoux VCP01
- 137 x 80 cm
- En position assise ou semi-assise
- Glissé sous le dos assure une décharge de la zone du bassin



- Coussin plot de positionnement pied VCP05
- 39 x 21 cm
- En position couchée
- Décharge du talon



- Coussin bouée modulaire de forme circulaire VCP12
- 46 x 46 cm
- Position assise ou couchée
- Soulage le bassin et les genoux



- Coussin plot de positionnement main VCP06
- 39 x 21 cm
- En position couchée
- Décharge du coude

LES BASES



- Coussin base cylindrique VCP04
- Ø 21 x 60 cm
- Polyvalent
- S'utilise en association avec d'autres coussins



- Coussin universel 1 VCP02
- 37 x 26 cm
- Universel peut être utilisé sur toutes les zones du corps



- Coussin universel 2 VCP03
- 56 x 40 cm
- Universel peut être utilisé sur toutes les zones du corps

PRÉVENTION DES ESCARRES AU LIT



Se coucher

Les règles de prescription et d'association

- Une base ne peut pas être prescrite sans au moins UN plot (maximum 4).
- Un plot ne peut pas être prescrit sans au moins une base.
- Un plot ne peut pas être prescrit avec un coussin standard.
- Un coussin standard doit être prescrit SEUL.

STANDARD

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un coussin de positionnement hanches et genoux pour personne polyhandicapée en position allongée, micro-billes et protections PROMUST CIC type VCP»

PLOT

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'1/2/3/4 plots pour coussin de positionnement hanches et genoux, avec UNE base, pour personne polyhandicapée en position allongée, micro-billes et protections PROMUST CIC type VCP»

BASE

MODÈLE D'ORDONNANCE


« Achat d'une base pour coussin de positionnement hanches et genoux, avec 1/2/3/4 plots, pour personne polyhandicapée en position allongée, micro-billes et protections PROMUST CIC type VCP.....»

Les conseils d'utilisation : Prévention des escarres

Prévenir la constitution d'escarre au niveau du talon et des coudes.



Prévenir la constitution d'escarre chez les patients en décubitus latéral strict (nuque, bassin et talon).



Prévenir la constitution d'escarre chez les patients en position assise inadaptée (bassin, talon, fesse).



Prévenir la constitution d'escarre au niveau des malléoles et de l'intérieur des genoux.



AIDE AU POSITIONNEMENT

Réduit le creux lombaire, utile pour certaines douleurs du dos.



Maintient une bonne position des hanches (post-opératoire).





A • REPOSE-NUQUE GONFLABLE

Assure un maintien de la tête en position assise.
Repos des cervicales.
Idéal en voiture.



B • OREILLER SISSEL +

Oreiller hypoallergénique, appui ergonomique pour la tête et le cou.
Confort sur le dos ou sur le côté.
Le système de canaux de ventilation facilite la circulation de l'air entre la nuque et l'oreiller limitant la formation d'escarres.

Matière : mousse de polyuréthane
Dimensions : 47 x 33 x 11/14cm



C • OREILLER VEGELYA THALASSO

Oreiller à mémoire de forme.
Mousse enrichie en charbon actif.
Epouse les contours morphologiques pour apaiser les tensions.
Soulage les problèmes de cou, de dos et d'articulations douloureuses.

Dimensions : 57 x 37 cm



D • OREILLER À MÉMOIRE DE FORME ASKLE

Oreiller cervical confort.
Soulage les douleurs articulaires et musculaires.
Confort total grâce à une housse moelleuse velours extensible matelassée en tête et en pied.

Dimensions : 50 x 42 x 10/ 12 cm



AIDE AUX SOINS

E • DRAP DE GLISSE

Permet le déplacement et le redressement du patient alité.
Seul le drap bouge directement et non pas le patient.

Dimensions : 122 x 71 ou 145 x 71 cm
(coulissement sur la longueur)
Autres dimensions : nous consulter



F • CEINTURE DE RETOURNEMENT

Ceinture permettant de latéraliser le patient sans effort.





A • ALÈSE PVC



Sous forme de drap.
Possibilité d'alèse jetables (voir page 71).

Disponible en 140x290 cm

B • HOUSSE DERMALON

Pour une meilleure tenue sur le matelas grâce à ses élastiques aux 4 coins.

C • HOUSSE INTÉGRALE PROMUST

Cette housse pour matelas gaufrier offre une qualité optimale ainsi qu'un classement anti feu M1. Elle évite les effets de cisaillements et limite la sudation. Pour matelas gaufrier ou mémoire de forme.



D • ALÈSE MOLLETON / PVC



Ce modèle est composé de coton à l'extérieur et de PVC à l'intérieur afin d'éviter les phénomènes de sudation. Imperméabilité assurée, idéal pour incontinence passagère.

Dimensions :

- drap housse : 90 x 190 et 140 x 190 cm
- alèse avec oeillet aux 4 coins : 90 x 190 et 140 x 190 cm


MODÈLE D'ORDONNANCE



« Achat d'une alèse imperméable réutilisable pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice. »

ÉQUIPEMENT DE LIT DIVERS

E • ARCEAU DE LIT



F • SOULÈVE-DRAP



Ces dispositifs permettent de soulever le drap pour éviter au patient alité un contact qui peut être désagréable. Ils s'avèrent particulièrement utiles en cas de lésions au niveau des jambes ou bien pour certaines pathologies où le simple poids du drap peut entraîner une douleur. Optez pour l'un ou pour l'autre selon l'espace disponible.

G • CEINTURE AISANCE

Cette ceinture est conçue pour être facile à installer via un système d'attaches auto-agrippantes. Les sangles réglables de la ceinture permettent d'assurer au patient selon la situation une liberté très ample de mouvement ou une immobilisation.

Convient aux patients pouvant connaître des crises d'agitation ou d'agressivité.

Modèle standard : 65 x 100 cm



H • SOULÈVE JAMBE EN MOUSSE

Surélève les jambes pour améliorer le retour veineux. Pour plus de confort, recouvert d'une housse en jersey 100 % coton.


Dimensions : 70 x 60 x 15 cm (pour lit de 90 cm)





LES TABLES DE LITS

QUELLE TABLE DE LIT CHOISIR ?



Info+

Lors de la sélection d'une table de lit, il est indispensable de s'assurer de la géométrie de l'empiètement.
Cet élément qui peut paraître anodin de prime abord va s'avérer un vrai frein à l'usage s'il est mal sélectionné.

On distingue 3 grands types d'empiètements :

- l'empiètement en U ouverture latérale parfois problématique si usage fauteuil confort/canapé ;
- l'empiètement en U ouverture de face dont il faudra vérifier la largeur pour savoir si elle correspond au fauteuil ;
- l'empiètement en H déconseillé pour le fauteuil roulant car il bloque les roulettes du fauteuil .



A • PLATEAU DE LIT PONA

Pratique, léger et compact.
Hauteurs réglables (22 à 42 cm).
Plateau inclinable.

Dimensions du plateau : 62 x 40 cm



B • TABLE DE LIT CLASSIQUE TA3909

Pratique, cette table de lit est dotée d'un plateau réglable en hauteur et en inclinaison.
Coulissement latéral.
Réglage de la hauteur manuel.
Piètement en « H ».

Dimensions du plateau : 62 x 40 cm
Aide à la toilette, repos au lit



C • TABLE DE LIT « MULTIPOSITION » SPÉCIALE FAUTEUIL ROULANT

Simple plateau, 3 réglages (inclinaison, hauteur, coulissage).
Piètement en U spécialement conçu pour faciliter l'accès à un fauteuil roulant. Pied inclinable sur le côté.

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm
(Tablette supplémentaire sur commande spéciale)



D • TABLE DE LIT BAYA

Plateau réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement.
Piètement en U.
Permet une utilisation polyvalente fauteuil et lit.

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm



E • TABLE DE LIT SPÉCIAL FAUTEUIL RELEVEUR

Plateau en noyer inclinable.
Piètement en U extra-large avec plateau ajustable.
Pied inclinable, approche au plus près du corps.
Utilisation avec fauteuil simple ou fauteuil releveur.

Dimensions du plateau : 76.5 x 38.5 cm



F • TABLE DE LIT KALISTO

Grand plateau réglable en hauteur par vérin et un réglage fin et progressif de l'inclinaison du plateau.
Piètement en U.
Equipée de 4 roulettes dont 2 freinées.
Galerie de rétention en option.

Dimensions du plateau : 60 x 45 cm
+ petit plateau fixe : 25 x 45 cm.





LE TRANSFERT




Info+

Lors de la recherche d'une solution de transfert pour un patient il convient de se poser deux questions clés :

- Quel est le type de transfert à réaliser ? (lit/hauteuil, hauteuil/hauteuil, lit/debout)
- Quel est l'état de tonicité du patient ?

QUELLE SOLUTION DE TRANSFERT POUR QUEL PATIENT ?



Pour chaque nécessité thérapeutique, le choix entre les deux alternatives offertes par Médiservice + dépend de problématiques autres comme celles propres au domicile du patient, au confort requis pour le soignant ou le patient etc.



Info+

Si un patient requiert un soulève malade, le choix du hauteuil doit s'orienter vers un modèle à dossier inclinable qui facilitera grandement le transfert. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à notre dossier hauteuil page 26.



A • DISQUE DE TRANSFERT

Facilite la rotation sans effort du malade en station debout lors d'un transfert.

Poids maxi utilisateur : 125 kg



B • PLANCHE DE TRANSFERT SURF

Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche permet l'autotransfert d'utilisateurs de gabarits très différents.

Face inférieure avec antidérapants et instructions
Longueur : 77 cm - Epaisseur : 1 cm - Largeur : 22,2 cm Poids : 1,5 kg
Poids maxi supporté : 180 kg (si points d'appui espacés de 20 cm maximum)



C • GUIDON DE TRANSFERT VERTIC EASY

Plate forme anti-dérapante sur plateau à bille assurant toutes les positions en rotation.

Transfert lit/fauteuil.

Réservé aux patients capables de se tenir debout.

Poids maxi utilisateur : 150 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un appareil modulaire de verticalisation VERTIC EASY+ jeu de roulettes . »

D • GUIDON DE TRANSFERT ETAC TURNER

Plate forme anti-dérapante sur plateau à billes assurant toutes les positions en rotation.

Plus léger et plus résistant.

Transfert lit/fauteuil.

Réservé aux patients capables de se tenir debout.

Poids maxi utilisateur : 200 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un appareil modulaire de verticalisation ETAC TURNER+ jeu de roulettes . »



LE TRANSFERT

E • VERTICALISATEUR ALTIS



Système de transfert rapide sur batterie.
Transfert facilité lit/fauteuil.
Le patient doit toujours posséder une certaine tonicité.
Ecartement des pieds pour faciliter l'accès.

Nombre de cycle : 40 montées/ descentes
Poids : 28 kg
Poids maxi utilisateur : 150 kg

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un soulève-malade verticalisateur de type ALTIS pour une durée de ... mois + participation à l'achat des sangles + forfait livraison. »



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un soulève-malade verticalisateur de type WAY UP pour une durée de ... mois + participation à l'achat des sangles + forfait livraison. »



F • VERTICALISATEUR WAY UP

Verticalisateur ultra compact pour des transferts assis/assis.
Idéal pour les petits espaces.



Pas adapté pour les personnes de plus d'1m80
Poids : 43 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

G • SOULÈVE MALADE DUPONT SAMSOFT

Système de transfert sur batterie.
Transfert lit /fauteuil.
Patients sans tonicité, alités la plupart du temps.

40 cycles d'autonomie
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Existe en modèle compact pour s'adapter aux espaces exigus



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un soulève-malade SAMSOFT pour une durée de ... mois + participation à l'achat des sangles + forfait livraison. »



Sangles pour soulève malade



H • SANGLE EN U

Maintien du corps et des épaules.
Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien de la tête, souvent utilisée pour les personnes âgées ayant besoin d'un repère dans l'espace.
Pour transfert en position assise.



I • SANGLE EN U AVEC TÊTIÈRE

Maintien du corps et de la tête dans une position confortable, légèrement inclinée en arrière.
Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien de tête, de tronc ou des hanches.
Pour tous types de transferts en position allongée/assise/semi-assise.
Avec baleines de renfort partie tête.



J • SANGLE DE TOILETTE

Maintien des hanches et du bas du dos.
Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien du tronc et de toute la tête.
Pour transfert en position assise.



S'ASSEOIR



Les fauteuils roulants
Les fauteuils ultra-légers
Les fauteuils confort
Les fauteuils électriques
Les enfants
La verticalisation
Les coussins
Les fauteuils coquilles
Les fauteuils de relaxation
Les fauteuils garde robe
Les aides diverses
Les ceintures de maintien



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur



Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française

QUEL FAUTEUIL ROULANT POUR QUEL TYPE DE PATIENT ?

Nécessité temporaire (jambe cassée)

Besoin à long terme



**Gamme fauteuils standard
page 28 ou confort page 30**

Patient avec une bonne mobilité
du haut du corps

Patient nécessitant
une tierce personne

Patient dépendant
ou indépendant
sous réserve de validation
en centre de réadaptation

Patient très actif
Transport régulier
en voiture

Usage régulier
avec une nécessité
moindre de transport

Fauteuil d'appoint
pour transfert ou
courte promenade

Fauteuil pour
maintien prolongé
de la station assise.

**Gamme fauteuils
ultra-légers
page 29**

**Gamme fauteuils
standard
page 28**

**Fauteuil Transit
page 28**

**Gamme fauteuils
conforts
page 30**

**Gamme fauteuils
électriques
Scooters
page 31**



Info+

Le choix d'un fauteuil roulant à l'achat constitue un questionnement complexe qui aura de grandes implications sur la qualité de vie de l'utilisateur à long terme.

Ces produits sont très coûteux, leurs modes de prescriptions et de remboursement sont souvent complexes. Il est impossible de livrer des solutions clés en mains pour orienter directement vers un modèle. Le choix d'un modèle précis adapté à un patient et de l'ensemble de ses accessoires doit se faire via l'accompagnement par des professionnels et en discussion avec notre équipe spécialisée dans le handicap.

De plus, l'achat d'un fauteuil roulant étant remboursé tous les 5 ans (sauf exception), le choix du modèle doit tenir compte de ce critère.

LE FAUTEUIL ROULANT ET SES ACCESSOIRES

Que ce soit à la location ou à la vente, le fauteuil roulant se décompose en une base fixe répondant à plusieurs exigences minimales fixées par la loi et un ensemble d'accessoires qui au cas par cas peuvent s'avérer utiles, nécessaires ou indispensables.



L'ordonnance doit faire figurer l'intégralité des accessoires souhaités. Le nombre d'accessoires prescrit n'est pas limité, cependant à la location au-delà de trois accessoires, les LPPR ne prévoient pas d'augmentation du montant remboursé.

APPUI-TÊTE

Garantit un repos des cervicales, augmentation du confort.



Plusieurs gammes selon les produits.
Réglables en hauteur.
Réglages latéraux et oreillettes latérales possibles.

ACCOUDOIR GOUTTIÈRE

Garantit un maintien du bras en position de repos.
Particulièrement utile pour les patients hémiplegiques.



REPOSE JAMBE

Indispensable pour les jambes cassées
Droite ou gauche.
Réglables en inclinaison et en hauteur.
Repose pied articulé ou non.



TABLETTE

Aide au quotidien pour les loisirs et le travail.



ROULETTE ANTI-BASCULE

Fixation sur le châssis.
Evite le basculement en arrière de l'utilisateur.



COMMANDE UNILATÉRALE



PROTÈGE VÊTEMENTS



Info+

Cette liste n'est pas exhaustive, les fabricants prévoient un très grand nombre d'accessoires potentiels que ce soit dans un but de sécurité, de confort, voire d'esthétisme. En outre, chaque partie du fauteuil peut exister en plusieurs versions distinctes. Pour un achat, une étude des besoins du patient doit être effectuée. Médiservice se propose de vous accompagner dans cette démarche.

LES FAUTEUILS ROULANTS

A • FAUTEUIL DE TRANSFERT VERMEIREN 2 NG BOBBY



Fauteuil compact, pliable en quelques secondes.
2 freins de parking, 2 freins utilisateur.
Palette de repose pieds inclinables, sangles talons.
Fauteuil à pousser uniquement, l'utilisateur ne peut pas avancer seul.
Fauteuil très léger 9,4 kg, transport facilité.
Idéal comme fauteuil d'appoint.

Largeur d'assise : 42 ou 48 cm
Poids maxi utilisateur : 115 kg

B • INVACARE ACTION 2 NG



Fauteuil intermédiaire.
Bon compromis entre sécurité, confort et prix.
Dossier inclinable en arrière.
Repose jambe standard avec longueur réglable.
Existe en version transit.

Poids: 16 kg
Largeur d'assise: 40,5/43/45,5/48 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • INVACARE ACTION 3 NG



Fauteuil polyvalent.
Peut convenir à tous types d'utilisateurs.
Confort et robustesse améliorés.
Existe en version Classique, Light.
Transit et Comfort.

Poids: 13 à 14 kg selon les versions
Largeur d'assise : 38/40,5/43/45,5/48/50,5 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

D • INVACARE ACTION 4 NG

Fauteuil pour usage intensif.
Confort amélioré.
Dossier pliant ou dossier fixe.
Existe en version XL pour patients bariatriques.

Poids : 14,5 kg
Largeur d'assise : 38/40,5/43/45,5/48 cm ou pour la version XL 50,5/55/60,5 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg / 160 kg (XL)



E • VERMEIREN V300

Fauteuil à double croisillon.
Largeur d'assise et poids spécifiquement conçu pour patients bariatriques.

Poids : 17,7 kg
Largeur d'assise : 53/56/60 cm
Poids maxi utilisateur : 170 kg





LES FAUTEUILS ULTRA-LÉGERS



F • KÜSCHALL COMPACT

Fauteuil compact.
Entièrement démontable et modulable.
Conçu pour une utilisation fréquente associé à des transports quotidiens.

Poids du fauteuil : à partir de 10,4 kg
Largeur : du 28 au 50 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



G • SUNRISE QUICKIE LIFE

Fauteuil de compromis.
Légèreté et encombrement minimisé tout en conservant un souci d'économie et de robustesse.

Poids du fauteuil : à partir de 12 kg
Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg



H • KÜSCHALL K-SERIES

Fauteuil extrêmement compact.
Pliage facilité.
Conçu dans un souci de légèreté.

Poids du fauteuil : à partir de 7,9 kg
Largeur : 34 à 48 cm par paliers de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg



I • SUNRISE XÉNON

Fauteuil pliant.
Spécifiquement conçu dans un souci d'économie de poids, c'est un des fauteuils les plus légers que nous proposons.

Poids du fauteuil : à partir de 8,8 kg
Largeur d'assise de 32 à 46 cm par palier de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg



Info+

Opter pour un modèle de base dans le cadre d'une immobilisation momentanée du patient peut s'avérer intéressant dans un souci de simplicité et d'économie. Cependant, il faut avoir à l'esprit que toute installation prolongée sur une assise type toile tendue s'avérera vite inconfortable. L'utilisation d'un coussin d'assise de confort est alors rapidement indispensable.

Se référer à notre catalogue de coussins p 34-35





LES FAUTEUILS CONFORTS



A • INVACARE REA CLEMATIS



Réa Clématis est le choix naturel pour une personne modérément active ou ayant un faible maintien du tronc. Le système d'inclinaison du siège par translation permet à l'utilisateur d'alterner les positions d'assise et ainsi de profiter d'un confort maximum dans toutes les situations. Doté d'une excellente maniabilité, le Clématis est le choix idéal pour un confort et un positionnement optimal.

Poids du fauteuil: à partir de 30 kg
Largeur d'assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

B • NETTI 4U CE



Fauteuil multifonctionnel pour la prise en charge gériatrique simple. Conception de l'assise ergonomique avec dossier souple équipé de maintiens latéraux de série pour une parfaite stabilité de l'utilisateur. Inclinaison du dossier (45°), bascule de l'assise (20°) de grande amplitude et nombreuses possibilités de réglage afin de trouver une position d'assise stable et confortable.

Poids du fauteuil : à partir de 27,5 kg
Largeur d'assise : 350/400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • VERMEIREN INOVYS II E



Fauteuil de très grand confort à réglage multiple d'assise. Bascule électrique du dossier et de l'assise. Appui tête réglable en inclinaison hauteur et profondeur. Coussin d'assise avec mousse semi mémoire. Accoudoir amovible réglable en hauteur et en largeur.

Poids du fauteuil: à partir de 44 kg
Largeur d'assise: 400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un fauteuil roulant pliant, avec dossier inclinable, coussin d'assise, coussin de dossier, appui-tête, repose jambes réglables en inclinaison, palettes articulées. »

D • SYSTÈME D'AIDE À LA POUSSÉE MINOTOR



Système électrique adaptable sur fauteuil manuel. Permet de profiter des avantages de l'électrique et du manuel. Commande par joystick.

Poids : 5 kg
Vitesse : 10 km/h
Jusqu'à 12 km d'autonomie



E • SYSTÈME D'AIDE À LA POUSSÉE VIAMOBIL



Système électrique adaptable sur fauteuil manuel. Permet de profiter des avantages de l'électrique et du manuel. Commande avec manette de réglage propulsion avant/arrière. Système démontable et transportable.

Poids : 25 kg
Jusqu'à 20 km d'autonomie
Vitesse maximum : 5,5 km/h





LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES



L'acquisition d'un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but de mesurer l'aptitude du patient à « conduire » un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une Demande d'Entente Préalable.

A • PRIDE PARTNER

Fauteuil polyvalent à dominante extérieure. Très bon compromis dans une recherche de robustesse et d'autonomie.

Autonomie max : 26,5 km
Largeur d'assise : 40 à 51 cm réglable
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 130 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, à assise adaptée à la personne avec repose-pieds, accoudoirs, dossier réglable en inclinaison. »

B • INVACARE ESPRIT ACTION 4

Fauteuil électrique totalement démontable et convertible en fauteuil manuel léger. L'assise confortable et le dossier inclinable assurent une position agréable pour l'utilisateur.

Poids du fauteuil : à partir de 45 kg
Largeur d'assise réglable du 38 au 50,5 cm
Autonomie max : 30 km
Vitesse maximum : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 125 kg



C • VERMEIREN FOREST 3

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellente tenue de route. Permet le franchissement d'obstacles.

Poids du fauteuil : à partir de 49 kg
Largeur d'assise : 390-490 / 440-540 / 500-600 mm
Autonomie max : 50 km
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 130 kg



D • SUNRISE QUICKIE SALSA M2

Rotation compacte. Excellente maniabilité. Largeur minimisée. Fauteuil idéal pour manœuvrer dans des espaces étroits.

Poids du fauteuil : à partir de 120 kg
Largeur d'assise : 41 à 51 cm
Autonomie : Jusqu'à 32 km
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 140 kg



E • INVACARE STORM 4

Fauteuil électrique conçu pour l'extérieur. Polyvalent et endurant. Existe en plusieurs versions selon les besoins.

Poids du fauteuil : à partir de 170 kg
Largeur d'assise : 38 à 53 cm
Autonomie : jusqu'à 59 km
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 150 kg



F • PERMOBIL M3 CORPUS



Fauteuil électrique avec fonctionnalité proclive et releveur, permet un panel de positions très vaste. Très bonne suspension facilitant le confort.

Poids du fauteuil : à partir de 183 kg
Largeur d'assise : 42 à 57 cm
Autonomie max : 30 km
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 150 kg



G • SCOOTER INVACARE LEO

Scooter conçu pour favoriser l'indépendance de patients en recherche d'autonomie. Look et design sportif. Existe en version extérieure. Version 3 ou 4 roues.

Poids du scooter : à partir de 78 kg
Largeur d'assise : 47 cm
Autonomie : 38 km
Vitesse : 8 km/h
Poids maxi utilisateur : 136 kg



A • INVACARE ACTION 3 JUNIOR

Disponible en 2 versions, standard ou évolutive, pour s'adapter parfaitement aux différents besoins des enfants grâce à une assise de 20,5 à 28 cm ou de 30,5 à 38 cm. Ce fauteuil léger ayant un châssis en aluminium est disponible avec un dossier fixe, inclinable par crémaillère ou pliant à mi-hauteur. Il est très facilement transportable.

Poids du fauteuil : 15 kg
Largeur d'assise du 30,5 au 35,5 cm
Autonomie: 38 km
Poids maxi utilisateur : 90 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un fauteuil roulant pliant (avec dossier inclinable). »

B • INVACARE DRAGON JUNIOR

Fauteuil électrique ajustable et performant afin de répondre aux besoins quotidiens de l'enfant. Les multiples réglages de l'assise ainsi que les options de motorisation en font un fauteuil simple et facile à utiliser.

Autonomie: 30 km
Poids du fauteuil: 100 kg
Largeur d'assise : 30 à 36 cm
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 90 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un fauteuil roulant électrique avec assise adaptée. »

C • POUSSETTE ECO BUGGY

Confortable et solide pour une utilisation quotidienne, ce modèle léger et facile à plier est recommandé pour les familles souhaitant la mettre en voiture.

Poids de la poussette : 9 kg
Largeur d'assise : 35 cm
Poids maxi utilisateur : 50 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »

D • POUSSETTE ÉVOLUTIVE KIMBA NÉO

Poussette conçue pour s'adapter et évoluer en fonction de la croissance de l'enfant.

Poids de la poussette : 10 kg
2 tailles :
Taille 1, largeur d'assise 20-30 cm (enfant de 80 à 135 cm)
Taille 2, largeur d'assise 26-35 cm (enfant de 135 à 160 cm)
Poids maxi utilisateur : 55 kg



E • TRICYCLE À PÉDALE VERMEIREN FREEDOM

Spécialement étudié pour un grand confort et une bonne tenue de route. Prévu pour adolescent à partir de 14 ans. Nombreuses options disponibles pour s'adapter à l'adolescent.

Poids du tricycle: 25 kg
Poids maxi utilisateur: 110 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un tricycle à propulsion manuelle ou podale. »



Info+

La verticalisation chez les personnes en fauteuil roulant peut constituer un gain en terme d'indépendance, de qualité de vie et même de santé (via la prévention d'escarres et de troubles intestinaux). La verticalisation peut se faire selon une solution tout en 1 avec un fauteuil verticalisateur électrique, ou bien avec un appareil manuel permettant une verticalisation temporaire.

A • VERTICALISATEUR VERTISTATIQUE

Verticalisateur manuel.
Conçu pour s'adapter à toute les morphologies.
Son verrouillage garantit une totale sécurité.



B • INVACARE ACTION VERTIC

Fauteuil manuel à verticalisation électrique.
Passage de la position assise à la position verticale sur demande.
Conçu pour les utilisateurs plus actifs.

Largeur d'assise : 38/43/48 cm
Poids du fauteuil : à partir de 27 kg
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 115 kg



C • FAUTEUIL PERMOBIL F5

Fauteuil électrique, verticalisation électrique à la demande.
Passage de la position assise à la position verticale sur demande.
Suspension et franchissage d'obstacles.
Partie supérieure du dossier amovible.

Largeur d'assise : 42/57 cm
Poids du fauteuil : à partir de 196 kg
Vitesse maximum : 10 km/h
Autonomie : 30 km
Poids maxi utilisateur : 136 kg



D • FAUTEUIL DE VERTICALISATION INVACARE DRAGON VERTIC

Fauteuil verticalisateur électrique.
Passage de la position assise à la position verticale sur demande.
Déplacement possible en position verticale.

Autonomie : 25 km
Largeur d'assise : 45 cm
Poids du fauteuil : 130 kg
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 100 kg



DIVERS

E • RAMPES TÉLESCOPIQUES

Pour monter dans un véhicule, ou pour franchir un petit escalier.

Légères, en trois parties, longueur réglable de 92 à 140 cm,
largeur intérieure : 11.5 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg (livré avec un sac)



A • COUSSIN FORME BOUÉE

En mousse extra souple, recouvert d'une housse amovible.



B • COUSSIN ROND GONFLABLE

Forme bouée, en caoutchouc, diamètre : 45 cm.



C • COUSSIN GEL

(CLASSE 1B)



Le gel utilisé est conçu pour avoir les mêmes propriétés qu'une couche graisseuse. S'adapte à la morphologie et au mouvement. Réduit les forces de cisaillement.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Dimensions : 41 x 41 x 2,5 cm

D • COUSSIN GEL ET MOUSSE (CLASSE 1B)



Couche supérieure en gel et couche inférieure en mousse. Diminution des forces de cisaillement. Augmentation du confort.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Dimensions : 40 x 40 x 5 cm

E • COUSSIN À MÉMOIRE DE FORME ALOVA CLASSE 2



La matière viscoélastique ALOVA est conçue pour diminuer les points de pression. Augmentation du confort. Risque d'escarre moyen à élevé.

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Dimensions : 43 x 43 x 6/9 cm
D'autres dimensions sur demande

F • COUSSIN À MÉMOIRE DE FORME ALOVA CLASSE 2 AVEC BUTÉE PELVIENNE



Butée pelvienne conçue pour empêcher le patient de glisser en avant du fauteuil. Risque d'escarre moyen à élevé.

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Dimensions : 43 x 43 x 9,5 cm
D'autres dimensions sur demande

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un coussin d'aide à la prévention d'escarres de classe 1A ou 1B ou classe 2. »

Fréquence de renouvellement d'un coussin :
Classe 1 B : tous les ans
Classe 2 : tous les 3 ans

G • COUSSIN À CELLULES PNEUMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES ASKLE KINERIS CLASSE 2



Système de ventilation des cellules permettant de s'adapter aux mouvements du patient. Risque d'escarre élevé ou très élevé.

Poids maxi utilisateur : 150 kg
Dimensions : 36 x 36 x 7 ou 10 cm
43 x 42 x 7 ou 10 cm
46 x 46 x 7 ou 10 cm



LES SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT, LES ASSISES MODULAIRES ET ÉVOLUTIVES



Cette gamme permet d'adapter rapidement et facilement une solution tout confort sur n'importe quel type de fauteuil. Elle assure une prévention anti-escarre et une aide à la posture et au positionnement.

A • COUSSIN ROHO AIRLITE

Coussin anatomique d'aide à la posture.
Mousse haute résilience et insert d'air.
Confort optimal et résistance assurée.
Pour des patients à risque modéré d'escarres.
Pour des patients en recherche de confort.

Poids maxi utilisateur : 125 kg



B • COUSSIN ROHO HYBRID ELITE

Insert de cellules remplies d'air favorisant un meilleur contact avec la peau et insert de mousse pour le confort.
Pour des patients à haut risque ou antécédents d'escarre.
Pour des patients nécessitant une forte stabilité.

Poids maxi utilisateur : 225 kg



C • COUSSIN ROHO SENSOR READY ET SMART CHECK

Coussins « Sensor Ready » intégralement composé de cellules.
Valve adaptable permettant de brancher le système « Smart Check ».
Ce système assure un gonflement automatisé et adaptable des cellules selon la morphologie et les mouvements du patient.
Pour des patients avec risque de lésions des tissus mous.
Pour des patients nécessitant une correction de l'obliquité du bassin.
2 modèles High profile (10,5 cm de cellules) et Mid Profile (8,5cm).

Poids maxi utilisateur : 225 kg



D • COUSSIN ROHO QUATTRO

Coussin entièrement composé de cellules avec fonctionnalité mémoire de forme.
Modèle permettant la meilleure immersion dans le coussin (9cm).
Commande de mémoire « IsoFlo », 3 positions permettant d'adapter le positionnement.
Permet de corriger des positions d'assise complexes et d'améliorer la stabilité des patients.
Pour des patients bariatriques.
Pour des patients avec des lésions à la moëlle épinière.

Poids maxi utilisateur : 225 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une assise modulaire évolutive (dossier Agility + coussin). »

UNIQUEMENT PAR UN MÉDECIN DE CENTRE DE RÉÉDUCATION



E • LE DOSSIER AGILITY

Dossier rigide de positionnement, maintien et prévention des escarres.
Réversible.
Disponible en 3 galbes.

Agility min contour.
Pour un maintien faible du buste.

Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 7,5 cm
Hauteur: 25,5/33/40,5/45,5 cm



Agility mid contour.
Pour un maintien modéré du buste.

Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 10 cm
Hauteur: 25,5/33/40,5/45,5/51 cm

Agility max contour.
Pour un maintien important du buste.

Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 18 cm
Hauteur: 40,5/45,5/51 cm



**Info+**

Une confusion peut facilement apparaître sur l'ensemble de notre gamme de « gros fauteuils ». Tous ces modèles visent à l'évidence à assurer un confort maximal et à permettre le maintien de la station assise sur une très longue durée, mais ils ne regroupent pas tous les mêmes fonctions, ne s'adressent pas au même type de patients et ne donnent pas tous droit à une prise en charge.

LE FAUTEUIL ROULANT CONFORT

C'est un fauteuil mobile sur roues. Il permet à l'utilisateur de se déplacer de lui-même mais est avant tout conçu pour la poussée par un tiers. Ces fauteuils sont dans un éventail de poids (de 20 à 50 kg) qui permet des déplacements relativement longs. Cette gamme constitue donc un compromis entre le confort et la mobilité. Au regard de l'assurance maladie, ils sont considérés comme des fauteuils roulants classiques.

LE FAUTEUIL COQUILLE

Le fauteuil coquille est conçu pour assurer un confort permettant un maintien quasi permanent de la fonction assise. Ils sont équipés de roulettes permettant le déplacement par un tiers, mais ils ne sont pas pensés pour des déplacements fréquents de l'utilisateur. Ces fauteuils sont réservés aux patients GIR 1 et GIR 2 en très forte perte d'autonomie. Ils permettent de mettre en position assise des patients qui seraient autrement alités en permanence.

LE FAUTEUIL DE RELAXATION

Il est avant tout conçu dans un souci de confort pour permettre à l'utilisateur de se reposer en station assise durant de longues périodes. Certains fauteuils possèdent une fonction releveur, mais l'utilisateur doit posséder une relative autonomie. Ils sont majoritairement prévus pour un usage fixe. Ces fauteuils n'ouvrent pas droit à un remboursement.

**Info+**

Il faut bien avoir à l'esprit que, dans une gamme, tous les fauteuils ne répondent pas aux mêmes caractéristiques. Certains modèles vont plus être axés autonomie, d'autres déplacements ou encore confort. Notre but est de proposer un éventail de choix permettant au final de répondre à tous les besoins. Notre démarche est de vous aider si besoin à sélectionner la meilleure alternative.



A • SIÈGE COQUILLE VERMEIREN ALTITUDE

Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes.
Sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin.
Coussin d'assise à mémoire de forme.

Poids maxi utilisateur :
120 kg pour les tailles 38 à 48
150 kg pour les tailles 55 et 60



MODÈLE D'ORDONNANCE

« L'état de santé de Mr/Mme Classé (e) GIR 1 ou GIR 2 selon la grille AGGIR, nécessite l'achat d'un fauteuil coquille avec tablette amovible. »



B • SIÈGE COQUILLE VERMEIREN CORAILLE

Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 4 roues.
Utilisation idéale en extérieur.
Sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin.
Coussin d'assise à mémoire de forme.

Poids maxi utilisateur :
120 kg pour les tailles 38 à 48
150 kg pour les tailles 55 et 60



C • SIÈGE COQUILLE SOFFA PRINCEPS

Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes.
Existe en version électrique ou non.
Selon les modèles dossier ou repose jambe électriques.
Coussin d'assise à mémoire de forme.
Possibilité d'aide au lever.

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Disponible en 5 tailles standard : 39, 42, 45, 48, 51 cm



Attention :

La réglementation des sièges coquilles évolue au 01/01/2018. La prescription de l'achat d'un fauteuil coquille est dorénavant limitée au patient de plus de 60 ans répondant à la classification GIR 1 ou GIR 2. De plus, il y a obligation d'effectuer une demande d'entente préalable et le renouvellement est limité à un siège tous les 5 ans.

GIR 1 : Confiné au lit et au fauteuil, fonctions intellectuelles gravement altérées

GIR 2 : Confiné au lit et au fauteuil, fonctions intellectuelles pas totalement altérées

À noter que le cumul de remboursement avec un fauteuil roulant n'est plus permis ni à la location ni à l'achat.



D • SIÈGE COQUILLE INNOV'SA PREMIUM

Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la particularité de permettre à son utilisateur de conserver son autonomie. En effet, avec l'aide de la télécommande, l'utilisateur incline ou redresse le fauteuil seul électriquement. Plusieurs coloris et revêtements sont disponibles pour s'adapter au mieux avec l'aménagement intérieur du patient. Livré avec assise mémoire de forme Classe II.

Disponible en tailles 04 (38) – 07 (44) – 10 (50)

MODÈLE D'ORDONNANCE

« L'état de santé de Mr/Mme Classé (e) GIR 1 ou GIR 2 selon la grille AGGIR, nécessite l'achat d'un fauteuil coquille avec tablette amovible. »





LES FAUTEUILS DE RELAXATION

A • FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE

Le fauteuil de repos Normandie est un fauteuil dans lequel un patient s'installe pour se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de la position assise jusqu'à la position semi-couchée du patient.

Largeur de siège : 54 cm
Largeur totale : 66 cm
Longueur totale : 76 cm
Profondeur de siège : 45 cm
Hauteur totale : 115 cm
Hauteur de siège : 21 cm
Hauteur dossier : 78 cm
Poids : 20.5 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg



B • FAUTEUIL DE REPOS GÉRIATRIE NAVAILLES ASTREE II

Outre leurs qualités esthétiques et ergonomiques, ces fauteuils de grand confort suppriment les points douloureux, maintiennent parfaitement l'appui cervical et assurent un bon repos au patient.

En version synchronisée ou simplement à dossier inclinable avec assise déclinable.

Largeur d'assise : 50 cm
Hauteur sol-assise : 49 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



C • FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE STYLEA

Le fauteuil Styléase lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax en toute sécurité. Le dossier est composé de trois coussins contenant de la fibre creuse pouvant être ajustés selon le confort recherché. L'assise en continuité avec le relève jambes est amovible et totalement déhoussable. Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

Existe en version 1 ou 2 moteurs.

Largeur d'assise : 51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



D • FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE INNOV' COCOON

Fauteuil multifonction équipé de 1 moteur idéal pour un retour à domicile ou bien en collectivité. Il facilite l'accès aux soins, les transferts et se nettoie très facilement. Fauteuil ultra-moelleux conçu pour l'allègement des points de pression. Le fauteuil Innov' Cocoon est modulable et évolutif afin de s'adapter à l'utilisateur. Existe aussi en 2 moteurs (dossier et repose-jambes indépendants).

Largeur d'assise : 44 / 50 / 65 (XXL) cm
Profondeur d'assise : 45/55 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg / 220 (XXL) kg



E • FAUTEUIL DE REPOS INNOV NO STRESS

Fauteuil ultra moelleux axé sur le confort de l'utilisateur. Il est escamotable en 3 positions : relax, assis et repos. Il se décompose en plusieurs modules lavables en machine. Les accoudoirs sont escamotables pour faciliter le transfert.

Ce modèle existe en version manuel ou électrique.

Largeur d'assise : 53 cm
Profondeur d'assise : 55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



LES FAUTEUILS GARDE-ROBE



A • FAUTEUIL GARDE ROBE CANDY 155

Chaise garde robe équipé d'une assise amovible confortable et d'un seau ergonomique.

Largeur d'assise : 46 cm
Largeur hors tout : 60 cm
Profondeur d'assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



B • FAUTEUIL GARDE-ROBE XXL VERMEIREN

Destiné aux personnes fortes. Assise relevable.

Largeur hors-tout : 78 cm
Largeur d'assise : 60 cm
Profondeur d'assise : 54 cm
Poids maxi utilisateur : 175 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un fauteuil garde robe muni d'un seau. »



C • FAUTEUIL GARDE ROBE OMEGA ECO

Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 40.5 à 58.5 cm. Idéal pour les espaces exigus, le seau (5l) est escamotable par le dessus.

Nouveau bouchon couvre pot.

Largeur d'assise : 45 cm
Profondeur d'assise : 43 cm
Largeur hors tout : 58 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg



D • FAUTEUIL GARDE-ROBE PLIANT

Facilite le rangement et le transport. Siège et dossier rembourrés.

Largeur d'assise : 44 cm
Profondeur d'assise : 42 cm
Largeur hors-tout : 58 cm
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



E • FAUTEUIL GARDE-ROBE ET DE DOUCHE PICO COMMODE

Chaise percée réglable en hauteur. Conception originale, utilisation possible dans les toilettes, dans la chambre et dans la douche.

Largeur d'assise : 43 cm
Profondeur d'assise : 42 cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg



F • SAC HYGIÉNIQUE CARE BAG

Sac de récupération des excréments à usage unique. Contient un tampon d'agent actif permettant la gélification des matières. Dispositif anti odeur et anti éclaboussures. Elimination dans les déchets ménagers.



G • FAUTEUIL GARDE-ROBE À ROULETTES KELIS

Permet le transfert sécurisé et sans effort du patient. Equipé de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins. Repose pied et sangle d'appui mollet pour plus de confort.

Dimensions hors-tout : 56 x 95 cm
Hauteur d'assise : 51 cm ou 55 cm avec galette
Largeur d'assise : 44 cm
Profondeur d'assise : 42,5 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



Info+

Si la configuration des toilettes du patient est adaptée, l'utilisation d'un modèle à roulettes peut permettre de placer directement le patient sur ses WC. Ceci offre un gain de temps non négligeable pour l'aidant et apporte intimité et confort au patient.



LES AIDES DIVERSES

A • PROTÈGE JAMBES STANDARD

Facile à enfiler, protection contre le froid pour promenade. Tissu 100 % imperméable.



B • PONCHO ÉCONOMIQUE SIMPLE

Protection contre la pluie.
Fermeture zip sur le devant, facile à enfiler.
Bande réflecteur à l'arrière.
Existe en version pourtour complet (jusqu'aux chaussures).



C • PLATEAU LAVE TÊTE

Facilite le shampooining sans quitter le fauteuil.
Le plateau est retenu par une lanière que l'utilisateur attache à son bras.

Dimensions : 44 x 32 cm



LES CEINTURES DE MAINTIEN

A • CEINTURE SIMPLE

Vite mise, vite enlevée.

Existe en 4 tailles / tour de taille :

Taille S 60/80 cm
Taille M 75/95 cm
Taille L 90/110 cm
Taille XL 110/130 cm



B • CEINTURE PELVIENNE CONFORT

Evite en position assise le glissement vers l'avant.
Assure un maintien confortable et sûr, la texture souple permet d'éviter les cisaillements.

Existe en 3 tailles / tour de taille :

Taille S 50/80 cm
Taille M 70/100 cm
Taille L 90/130 cm



C • CEINTURE NAUSICAA YZA



Le système de ceinture Yza est conçu pour assurer au patient un maintien optimisé, les sangles élastiques évitant les phénomènes de compression.
Le degré de maintien est à choisir selon le profil du patient.



Info+

Ces modèles sont des ceintures de maintien. Elles ont pour but d'éviter une chute brutale ou par glissement progressif. Le choix de la configuration de la ceinture se fait selon les besoins des patients.



Abdominale



Buste
(abdominale +
module de buste)



Pelvien
(abdominale
+ module pelvien)



Intégrale
(abdominale
+ module pelvien +
module de buste)

MARCHER



Les cannes
Les cannes spéciales
Les cannes multipodes
Les accessoires de cannes
Les déambulateurs



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur



Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française




LES AIDES À LA MARCHÉ



Info+

Le choix d'une aide à la marche peut être une décision de long terme. Elle doit faire intervenir plusieurs évaluations notamment au niveau de l'état physique du patient. Il faut déterminer le niveau d'aisance du patient dans sa démarche sans aide, son degré d'équilibre, et enfin son tonus ou sa force physique actuelle. Des questions plus précises permettront d'identifier des particularités d'usage (déplacements fréquents, besoin de repos périodiques, etc...). Enfin la question du coût et de la durée d'usage doit aussi entrer en ligne de compte. Les déambulateurs disposent d'un LPP à la location et à la vente, mais celui-ci est un tarif unique et ne couvre que le cadre de marche et le rollator 2 roues.

QUELLE AIDE À LA MARCHÉ ?





A • CANNE ANGLAISE ALUMINIUM

Canne anglaise légère et réglable en hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 71 à 98 cm



B • CANNE ANGLAISE DE COULEUR

Canne anglaise légère et réglable en hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 71 à 98 cm



C • CANNE ANGLAISE DE CONFORT

Canne anglaise avec renfort en mousse au niveau de la poignée et de l'appui pour plus de confort d'utilisation.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 77 à 98 cm



D • CANNE ANGLAISE ENFANT

Canne pour enfants. Ses couleurs attrayantes et le réglage de la poignée satisferont tous les besoins.



Poids maxi utilisateur : 100 kg
Hauteur réglable de 55 à 77 cm



E • CANNE ANGLAISE BARIATRIQUE

Canne anglaise renforcée spécialement conçue pour usage bariatrique.

Poids maxi utilisateur : 180 kg
Hauteur réglable de 76 à 106 cm



F • BÉQUILLE

Tube dural poli, crosse moulée, tube de réglage sans sabot avec embout canne 20 mm. Poignée en matière plastique.

Hauteur aisselle /sol : 105/140



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une paire de cannes anglaise. »
« Achat d'une paire de béquilles. »



Info+

On doit bien distinguer la canne anglaise de la béquille... Les deux produits correspondent à deux LPP différentes. Globalement, la canne anglaise est à privilégier pour des raisons de confort et de praticité, mais la béquille est une option intéressante pour les patients ayant des problèmes au niveau du poignet ou de l'avant bras.



LES CANNES SPÉCIALES

A • CANNE BOIS

Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d'une résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T (P252/257) : 90 ou 100 cm
Modèle poignée courbe (P253) : 90 cm
Modèle poignée courbe et T (P254) : 90 cm
Modèle poignée en T bambou (P270) : 90 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne en bois verni. »



B • CANNE RÉGLABLE POIGNÉE T

La canne aluminium est légère et économique.
Existe en noire.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable de 80 à 97 cm



C • CANNE PLIANTE

Canne pliante noire, réglable en hauteur avec étui, poignée maginot.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg



D • CANNE SIÈGE

Canne en métal, siège en propylène.

Poids maxi utilisateur : 80 kg
Hauteur : 84 cm
Hauteur d'assise : 50 cm



E • CANNE ANATOMIQUE

Poignée conçue pour une meilleure préhension. Existe en version droitier ou en version gaucher. Tube noir.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne métallique réglable. »



F • CANNE À MOTIFS

Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d'un grand confort dans l'utilisation. La bague de serrage antibruit apporte un confort supplémentaire.

Hauteur réglable de 72 à 94 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg



Black and white



Cashmere Fantaisie



Cashmere Pastel



Flore



Indira



LES CANNES MULTIPODES



A • CANNE TRIPODE

Améliore la stabilité.
Usage droitier ou gaucher.
Existe en poignée col de cygne ou poignée en T.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable : 68/92 (T) , 77/90 (cygne)



B • CANNE QUADRIPODE

Stabilité maximum.
Usage droitier ou gaucher.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable de 78 à 90 cm



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne quadripode. »

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une canne tripode. »

LES ACCESSOIRES DE CANNES

C • EMBOUTS DE CANNE ANGLAISE

16/17-embase 35
19/20-embase 35
18 – embase 40
19 - embase 40
19/20 -embase 45



D • EMBOUTS DE CANNE SPÉCIAL GLACE

Permet une meilleure accroche sur neige ou verglas.
S'adapte sur toutes cannes de diamètre 19/22mm.



E • DRAGONNE

Se passe autour du poignet pour pouvoir lâcher la canne sans la laisser tomber.



F • ACCROCHE-CANNE

En plaçant l'accroche canne sur un plan horizontal, la canne est bloquée et repose au sol.
Un accessoire indispensable pour tout utilisateur de cannes.



LES DÉAMBULATEURS

A • CADRE DE MARCHE FIXE TRADITIONNEL

Léger et robuste, ce cadre de marche assure maniabilité et stabilité.

Poids : 2,9 kg
Réglable en hauteur de 80 à 88 cm
Largeur : 50 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg



B • CADRE DE MARCHE PLIANT CONFORT

Système de pliage pour transport facilité. Poignée confort.

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 77 à 95 cm
Largeur : 62 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'un déambulateur + type.»
ou «Location d'un déambulateur + type pour une durée de ... mois + forfait livraison.»



C • CADRE DE MARCHE PLIANT 4 POIGNÉES

Deux poignées supplémentaires offre une meilleure préhension. Déambulateur pensé pour favoriser le lever. Notamment utile pour se lever des WC.

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 79 à 92 cm
Largeur : 55 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg



D • CADRE DE MARCHE ARTICULÉ PLIANT

Le cadre se tord afin d'accompagner la marche. Idéal pour les démarches lentes et précautionneuses.

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 78 à 90 cm
Largeur : 56 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg



Info+

Le terme courant de « déambulateur » est employé pour désigner plusieurs produits bien différents. On distingue ainsi le cadre de marche qui est « fixe » (sans roulettes) et le rollator qui peut posséder 2, 3 ou 4 roues. Toutefois, il est à noter qu'au regard de l'assurance maladie, il n'existe pas de différence dans le remboursement de ces familles de produits que ce soit à la location ou à l'achat.

E • ROLLATOR 2 ROUES AIR



Conçu dans une recherche de légèreté (2,2 kg deux fois plus légers que ses concurrents). Roues larges pour la stabilité.

Poids : 2,2 kg
Réglable en hauteur de 85 à 91 cm
Largeur hors tout : 49,5 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

F • ROLLATOR 2 ROUES ECO



Idéal pour le déplacement. Poignées anatomiques réglables en hauteur pour une bonne tenue. Faible encombrement. Livré avec un siège en mousse.

Poids : 5 kg
Réglable en hauteur de 78,5 à 94,5 cm
Largeur hors tout : 65 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

G • ROLLATOR 2 ROUES ACTIO 2



Déambulateur compact, idéal pour les espaces exigus. Assise rembourrée confortable.

Poids : 5 kg
Réglable en hauteur de 74 à 100 cm
Largeur hors tout : 55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



LES DÉAMBULATEURS



H • ROLLATOR 3 ROUES MADRID

Rollator 3 roues pour une grande maniabilité.
Pour un usage intérieur/ extérieur.
Moins stable qu'un modèle à 4 roues.

Poids : 7,69 kg
Réglable en hauteur de 84.5 à 94.5 cm
Largeur hors tout : 61 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



I • ROLLATOR 4 ROUES MIGO

Configuration sur 4 roulettes idéale pour déplacement facilité en perte de tonus.
Panier de transport.
Assise possible, idéal pour le repos lors d'une promenade.

Poids : 9,1 kg
Réglable en hauteur de 80 à 100 cm
Largeur : 62 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



J • ROLLATOR 4 ROUES MODELITO XTRA

Rollator 4 roues ultra-léger conçu pour un usage polyvalent intérieur/ extérieur.
Poignées et freins anatomiques.
Assise confortable.
Livré avec sacoche amovible.
Pliage selon deux axes, dimensions plié: 83x28x30.5 cm, idéal pour le transport.

Poids : 7,14 kg
Réglable en hauteur de 79 à 91 cm
Largeur : 63 cm
Poids maxi utilisateur : 136 kg



K • ROLLATOR 4 ROUES DOLOMITE JAZZ

Rollator design innovant ultra léger, maniable, stable
Large panier de transport.
Assise confort.

Poids : 7.8 kg
Réglable en hauteur de 75 à 100 cm
Hauteur d'assise 61 cm
Largeur maximum : 59,5 cm
Profondeur : 69 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg



L • ROLLATOR 4 ROUES XXL

Rollator 4 roues pour patient bariatrique.
Large empreinte au sol offrant une grande stabilité et sécurité.

Poids : 9,5 kg
Réglable en hauteur de 82 à 97 cm
Largeur hors tout : 73 cm
Largeur assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg





MARCHER



RESPIRER



L'oxygénothérapie
Le traitement de l'apnée
du sommeil
L'aérosolthérapie
L'aspiration trachéale
La nutrition entérale
La neurostimulation



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur




Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française





LES PRINCIPAUX CAS D'OXYGÉNOTHÉRAPIE

Correction d'une hypoxémie pour patient alité (sans déambulation, ou déambulation faible)

La solution de référence est le concentrateur fixe Perfect O2V auquel il est possible d'adjoindre des petites bouteilles d'oxygène livrées par nos soins dans la limite de 10 par mois. Pour les patients nécessitant un débit au-delà de 5 L/min, le concentrateur fixe Platinum 9 sera choisi.

Correction d'une hypoxémie pour patient avec déambulation supérieure à une heure par jour

Dans ce cas, plusieurs solutions sont possibles :

- Système de remplissage Homefill : permet au patient d'être tout à fait autonome avec son installation, mais présente des inconvénients au niveau du temps de charge et de l'autonomie des petites bouteilles ;
- Cuve d'O2 liquide et portable remplissable : la recharge s'effectue rapidement et l'autonomie des portables est excellente, mais cette solution nécessite des livraisons régulières en cuve O2 liquide ;
- Concentrateur mobile : très bon rapport poids/autonomie pour le patient et très grande liberté vis-à-vis de son installation. Solution limitée en terme de choix de débit.

Traitement d'une Algie Vasculaire de la Face

Installation d'une bouteille fixe de grande contenance (2,3 m³) au domicile du patient et d'une bouteille de déambulation (0,4 m³) pour le traitement des crises au travail ou en déplacement.

Le remplacement des bouteilles se fait sur demande du patient auprès de son prestataire.

Les conditions de prescription

Une oxygénothérapie à court terme (un mois renouvelable deux fois) peut être entreprise par tout médecin. En revanche, la mise en place d'une oxygénothérapie à long terme est réservée à certains spécialistes type pneumologue. Elle nécessite une demande d'entente préalable.

Une oxygénothérapie de traitement des algies vasculaires de la face ne peut être entreprise que par un neurologue, un ORL ou un médecin d'un centre de la douleur.



Info+

Dans les faits, il existe énormément de subtilités dans les modes de prescription et de prise en charge de l'oxygénothérapie.

Celles-ci se retrouvent dans les conditions générales de l'oxygénothérapie dans la Liste des Produits et des Prestations Remboursés.

Vous pouvez également nous contacter pour obtenir plus d'informations.



INSTALLATION

24H/24
7J/7

L'OXYGÉNOTHÉRAPIE

**Info+**

L'oxygène est la seule spécialité pharmaceutique que Médiservice peut dispenser aux patients. Pour se faire, la société répond à un très grand nombre d'exigences impliquant notamment l'emploi d'un pharmacien formé à cet effet, l'existence d'une documentation qualité dédiée, la mise en place d'un service d'astreinte 24h/24 7j/7, et l'organisation de visites de suivi régulières.

Les modalités de prescription et de remboursement de l'O₂ étant un peu particulière, vous pourrez en retrouver un résumé page précédente.

Les solutions d'oxygénothérapie

A • L'OBUS D'OXYGÈNE : SOLUTION FIXE + DÉAMBULATION + SECOURS + AVF

Il contient de l'oxygène sous forme gazeuse à une pression de 200 bars. Trois formats sont proposés : 2,3 m³ (contenance : 2300 litres), 1 m³ (contenance : 1000 litres), 0,42 m³ (contenance : 420 litres).

On distingue trois usages majoritaires :

- Obus de secours (2,3 m³) pour pallier à une panne d'une autre source ;
- Obus de déambulation (0,4 m³) que le patient peut transporter ;
- Obus pour traitement des Algies Vasculaires de la Face (AVF) (2,3 et 0,4 m³), source idéale pour une utilisation ponctuelle à fort débit.



B • L'OXYGÈNE LIQUIDE : SOLUTION FIXE + DÉAMBULATION

La cuve a pour intérêt de contenir de l'oxygène sous forme liquide (36 L) par cryogénisation à -183°C. On peut ainsi stocker dans un volume restreint une grande quantité d'oxygène puisque 1 litre d'oxygène liquide correspond à 850 litres d'oxygène gazeux. Nos modèles de la marque HELIOS CARE contiennent 36 L d'O₂ liquide soit de 30 à 40 000 L d'O₂. Le débit maxi est de 9 litres/minute.



Nos portables d'oxygène liquide (modèles HELIOS MARATHON et HELIOS PLUS) se chargent directement sur la cuve principale en environ 1 minute. Cette opération est très simple et réalisable par le patient. Une fois plein, ils offrent une autonomie de plusieurs heures associée à un poids assez faible.

HELIOS PLUS

Contenance équivalent O₂ gazeux : 308 L
Poids : 1,8 kg

HELIOS MARATHON

Contenance équivalent O₂ gazeux : 685 L
Poids : 2,5 kg





L'OXYGÉNOTHÉRAPIE

INSTALLATION**24H/24
7J/7**

Les concentrateurs SOLUTION FIXE + DÉAMBULATION

A • CONCENTRATEUR FIXE

Cet appareil est très couramment utilisé dans les cas d'oxygénothérapie à court et long terme. Il a pour principe de puiser l'air ambiant, le faire passer dans des tamis contenant de la zéolithe afin d'en extraire l'oxygène, obtenant ainsi à la sortie une concentration d'environ 95% d'oxygène à une pression de 1.5 bar. Le concentrateur fonctionne sur du 220 Volts. Il existe deux modèles de concentrateurs : le Perfect O2 V (débit max 5 L/min) et le Platinum 9 (débit max 9 L/min). Le niveau sonore de ces modèles de dernière génération est des plus limité avec 37 db.



B • REMPLISSEUR HOMEFILL

Invacare HomeFill II est un système unique et révolutionnaire permettant aux patients insuffisants respiratoires de déambuler à l'intérieur et à l'extérieur du domicile en remplissant des bouteilles d'une contenance de 240 L d'O₂. Le dispositif HomeFill II doit être couplé avec un concentrateur d'oxygène Invacare. Le patient est autonome et peut remplir sa bouteille seul à son domicile en toute sécurité et en toute simplicité. Livré avec 2 bouteilles remplissables.

Poids de la bouteille remplie : 2,3 kg
Temps de charge: 2h



C • CONCENTRATEURS MOBILES

Les concentrateurs mobiles reposent sur le même principe d'enrichissement de l'air ambiant que les concentrateurs fixes. Leur principal caractéristique repose sur l'existence d'une batterie permettant un usage portable.

Concentrateur Simply go

Poids : 4,5 kg
Débit max: 2L/min
BOLUS 1 à 6
Autonomie : 3 h en position 2



Concentrateur INNOGEN G3

Poids : 2,2 kg
Débit pulsé: BOLUS 1 à 5
Autonomie: 5 h en position 2



LES ACCESSOIRES

A • LES LUNETTES À OXYGÈNE

Très pratique, c'est le système le plus répandu. Elles sont composées de deux embouts nasaires dans lesquels passent l'oxygène.
Longueur tuyau: 2,1 m



B • MASQUE À OXYGÈNE

Masque à oxygène ou masque facial à buse de dilution fixe ; il est utilisé lorsque les lunettes ne sont plus tolérées.
Longueur tuyau : 2,1 m



C • MASQUE À OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION

Le masque à haute concentration est utilisé dans le cadre de forts débits en oxygène. C'est notamment le cas dans le traitement des Algies Vasculaires de la Face.



D • HUMIDIFICATEUR

L'oxygène médical étant un gaz sec, il peut irriter les muqueuses. L'humidification est conseillée dans le cas d'un débit supérieur à 2 litres/minute. Il s'adapte sur les trois sources d'oxygène. L'eau contenu dans l'appareil doit être stérile, distillée à usage humain ou bouillie puis refroidie.



E • LES TUBULURES

La rallonge permet d'augmenter la distance entre le patient et sa source d'oxygène. Elle ne doit pas excéder 10 mètres pour conserver une oxygénation efficace.

LE TRAITEMENT DE L'APNÉE DU SOMMEIL



A • APPAREIL DE PRESSION POSITIVE CONTINUE

Le syndrome d'apnée du sommeil (SAS) concerne les symptômes liés à des pauses ventilatoires nocturnes. L'apnée peut être centrale : absence de commande des muscles permettant la ventilation ; et/ou obstructive : collapsus des voies aériennes supérieures ne laissant pas l'air pénétrer dans les poumons. Ces apnées sont nombreuses au cours de la nuit et peuvent durer jusqu'à une minute.

L'appareil appelé PPC ou CPAP envoie un flux d'air sous faible pression dans un flexible relié à un masque. Cette pression optimale d'air oblige le pharynx à rester ouvert. L'appareil est parfaitement silencieux.



Nos systèmes de PPC sont compatibles avec le télésuivi, offrant ainsi un accès facilité aux données d'observance pour le médecin et le patient.

B • LES MASQUES POUR PPC

Masque nasal ou naso-buccal, différentes tailles sont proposées pour s'ajuster au mieux au visage de l'utilisateur pour éviter toutes fuites. Le confort n'est pas oublié avec l'utilisation de nouvelles matières comme le gel de silicone.



Info+

L'efficacité du traitement par PPC repose sur l'observance systématique du patient. Tout doit donc être mis en œuvre pour le rendre le moins contraignant possible. Une attention toute particulière est donc portée au choix du masque. Nous disposons d'un grand nombre d'alternatives dont le but est de convenir à tout type de morphologie et de respiration.

Les appareils de PPC sont désormais équipés d'un dispositif de télésuivi permettant au médecin et au patient de suivre en permanence l'évolution de l'observance.

C • LA VENTILATION

La ventilation assistée par masque nasal est destinée aux insuffisants respiratoires graves par troubles restrictifs ou maladies neuromusculaires.

Le développement de la ventilation par masque a amélioré de manière importante les conditions de vie des patients. Les séances de ventilation sont habituellement effectuées la nuit et parfois la journée ou relayées par une oxygénothérapie. L'adjonction d'un humidificateur est nécessaire dans les cas de sécheresse de la bouche ou du nez.



Info+

La mise en place d'une PPC comme d'une Ventilation Non Invasive (VNI) est soumise à une prescription par un spécialiste et une Demande d'entente Préalable.


D • LES MASQUES POUR VENTILATEUR

La tolérance au ventilateur dépend en grande partie de la sélection du masque. Il peut être nasal ou naso-buccal (facial). Différentes tailles de masques sont disponibles. Le choix se fera en fonction de la morphologie du visage du patient. De plus, l'évolution technique de ces produits améliore également l'acceptation du patient, par exemple contour du masque en gel de silicone.





L'AÉROSOLTHÉRAPIE



Un traitement d'aérosolthérapie par nébulisation nécessite l'utilisation d'un générateur (aérosol) et d'un nébuliseur (Kit). La solution classique prévue par les LPP consiste à louer l'aérosol et acheter le kit.

Aérosol pneumatique

A • AÉROSOL PNEUMATIQUE INNOSPIRE ÉLÉGANCE

Une fiabilité à toute épreuve : développé pour une utilisation fréquente, l'appareil d'aérosolthérapie InnoSpire Élégance allie puissance et style. Membre de la famille des compresseurs nébuliseurs InnoSpire, l'Elégance administre les médicaments aux patients avec fiabilité, rapidité et efficacité, et ce à l'hôpital comme à domicile.

Une technologie de nébulisation éprouvée: l'InnoSpire Élégance est combiné avec le nébuliseur à hautes performances SideStream qui produit un aérosol de grande qualité grâce à son système de buse unique en forme de diamant qui permet de réduire l'usure liée à une utilisation fréquente et contribue à maintenir un aérosol de grande qualité. Le nébuliseur SideStream a été conçu pour aspirer davantage d'air, grâce à un venturi actif, ce qui permet une administration des médicaments plus rapide et donc des temps de traitement moins longs.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un aérosol pneumatique pour une durée de... jours + achat d'un kit. »



B • SAMI L'OTARIE

Générateur d'aérosol compact et portable pour l'administration médicamenteuse, adoptant un design spécifique pour les enfants.

Sami se branche sur secteur et est facile à utiliser. Il assure un traitement aussi bien à l'hôpital qu'au domicile du patient. Il permet de nébuliser tous les médicaments prescrits. Sami fonctionne en continu et permet des utilisations fréquentes.



C • MASQUE SIDESTREAM

Kit composé d'un nébuliseur, d'un masque (adulte ou enfant) et d'une tubulure.





Aérosol Sonique

A • AÉROSOL SONIQUE AUTOMATIQUE

Des vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont émises **automatiquement** par séquences alternées d'environ 15 secondes. La fonction automatique garantit le respect des temps de repos entre les phases de vibrations soniques et assure le dépôt des particules d'aérosols sur les muqueuses visées. En mode classique l'appareil peut être utilisé pour les traitements broncho-pulmonaires avec les nébuliseurs adaptés.

**B • MASQUE NL11**

Composé d'une tubulure, un nébuliseur, un masque adulte.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un aérosol pneumatique sonique pour une durée de..... jours + achat d'un kit. »



Aérosol Manosonique

C • AÉROSOL MANOSONIQUE AUTOMATIQUE AMSA

Pour le traitement de toutes les affections tubo-tympaniques et des sinusites. L'appareil combine 3 fonctions :

- production d'un aérosol ;
- émission de vibrations à 100 Hz ;
- application temporaire d'une surpression réglable.

Ces trois fonctions, qui sont synchronisées automatiquement avec la déglutition du patient, permettent la pénétration des sols médicamenteux dans la trompe d'Eustache.

Pour libérer la surpression, le patient doit simplement déglutir au moment de son choix. La valeur de surpression est réglée à l'aide d'un bouton gradué entre 15 mbar et 50 mbar.

**D • MASQUE MS1**

Composé de :

- 1 tubulure pression
- 1 tubulure vibration
- 1 nébuliseur
- 1 embout narinaire

**MODÈLE D'ORDONNANCE**

« Location d'un aérosol manosonique pour une durée de jours + achat d'un kit. »



Aérosol Ultrasonique

E • AÉROSOL ULTRASONIQUE SHINMED

Système à quartz nébulisant très finement la solution médicamenteuse. Ce modèle sera choisi pour son utilisation simplifiée. Silencieux et rapide, il convient pour des petits volumes.

**MODÈLE D'ORDONNANCE**

« Location d'un aérosol ultrasonique pour une durée de jours + achat d'un kit. »

**F • MASQUE YE 2**

Masque pour adulte, embout buccal, cupule et tubulure. Existe pour enfant.






L'AÉROSOLTHÉRAPIE

G • AÉROSOL ULTRASONIQUE VENTILÉ LS 2000

Il est surtout destiné à des patients passifs, en position ventilation ouverte (nourrissons, insuffisants respiratoires) pour passer un médicament ou pour une humidification en continu pendant plusieurs heures. Existe avec réchauffeur.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un aérosol ultrasonique pour une durée de jours + achat d'un kit. »



H • MASQUE NÉBULISEUR VENTILÉ

Composé de :

- 2 coupelles à médicaments
- 1 jeu de tubulure diamètre 22 mm
- 1 jeu de filtre anti-bactérien et anti-poussière
- 1 masque percé
- 1 control'dose



L'ASPIRATION TRACHEALE

A • ASPIRATEUR TRACHÉAL

Utilisation très simple et très sûre pour l'aspiration des mucosités trachéales et bronchiques. Dépression réglable de 200 à 600 mbar avec vacuomètre de contrôle. S'utilise avec des sondes d'aspiration bronchiques à usage unique de charrière 8, 10, 12, 14, 16, 18.

MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un aspirateur trachéal pour une durée de jours + 5 sondes de charrières n°. »



INSTALLATION

24H/24
7J/7



LA NUTRITION

La nutrition entérale à domicile (NED) a pour objet d'amener les nutriments dans les voies digestives naturelles par le biais du nez ou en traversant la paroi abdominale (stomie).

La nutrition peut se faire par gravité: la poche de nutriment est placée en position haute sur un pied à sérum, le principe est alors mécanique. Le réglable du débit se fait par molette.

La nutrition par pompe ou nutripompe permet une parfaite régularité du débit ainsi que des conditions proches de la stérilité pour l'alimentation (circuit fermé). Son mouvement à galet par rotor introduit le nutriment dans la sonde. Toutes les pompes sont munies d'une batterie de secours pour être utilisable en cas de panne de courant.

A • POMPE À NUTRITION FRESenius APPLIX

Utilisation en poste fixe ou portable.
Plage de débits : de 1 à 600 ml/h, par pas de 1ml/h.
Autonomie : 24 h à 125 ml/h.
Temps de charge : 5 h.
Sac à dos en option.

INSTALLATION

24H/24
7J/7



B • NUTRIMENTS

Il existe différents types de nutriments : standard, fibres, energy, junior en poches de 500 ou 1000 ml.





LA NEUROSTIMULATION



A • TENS ECO 2

Il intègre la stimulation dynamique ou la stimulation en Gate-control appliqué en mouvement entre les deux canaux, améliorant nettement le confort de stimulation.



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un neurostimulateur électrique transcutané pour une durée de 6 mois + achat d'électrodes. Achat d'un neurostimulateur électrique transcutané. »



Info+

Les neurostimulateurs sont pris en charge pour une durée de 6 mois à la location. S'ils s'avèrent efficaces, la prise en charge va être approuvée à l'achat également.

B • CEFAR PRIMO PRO

Le Primo allie haute performance et extrême simplicité d'utilisation. 2 voies totalement indépendantes. Possibilité d'associer 2 programmes différents simultanément. Ecran digital. Générateur de courant constant. Mode de stimulation ou fréquence mixte.



C • ÉLECTRODE AURICULAIRE

Electrode auriculaire se plaçant sur l'oreille. Permet une stimulation transcutané du nerf vague. Système réutilisable.



D • ÉLECTRODES

Chaque électrode permet une utilisation personnalisée pour une vingtaine de séances.

Dessus : Film textile blanc non lavable.

Dessous : micro tissage de fil métal, gel multistick hypoallergénique.

Différentes tailles :

- Ronde ou carrée : bras et jambes.
- Rectangulaire : abdominaux, cuisses, fesses, dos.



E • GEL ÉLECTROCONDUCTEUR



Gel haute conductivité, hypoallergénique et hydrosoluble.

Il permet d'assurer la transmission des signaux électriques.





Le bain et la douche
Les barres de maintien
Les réhausse-wc
La cuisine
Les aides à la vie courante
Confort et hygiène du malade
Les aides à la marche
La surveillance
La puériculture
La rééducation périnéale
L'incontinence



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur



Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française



LE BAIN

A • TAPIS DE BAIN H 190

Fixé au fond de la baignoire par ses ventouses, il limite les risques de chute.

Dimensions : 81 x 41 cm



B • SORTIE DE BAIN SECURE SOFT

Tapis de bain antidérapant ultra doux et absorbant.

Dimensions : 60 x 45 cm



C • TABOURET DE BAIN STEP

Patins et revêtement anti-dérapant. Usage possible comme marche pied ou siège de bain.

Dimensions : 40 x 30 cm
Hauteur : 16,5 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg



D • PLANCHE DE BAIN MARINA

Planche de bain ergonomique et confortable. Revêtement anti dérapant. Poignée d'accroche pour sécuriser l'utilisateur.

Longueur : 69 cm ou 74 cm (version XL)
Ecartement pieds max : 62 cm ou 68 cm (XL)
Poids maxi utilisateur : 150 kg ou 200 kg (XL)

TOP



E • SIÈGE DE BAIN PIVOTANT DAKARA



Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°. Idéal pour un accès facilité et sécurisé. Siège en plastique moulé sur structure en acier. Le siège est muni d'un levier de blocage en position et d'un revêtement anti-dérapant.

Largeur hors-tout : 72 cm
Hauteur du dossier : 34 cm
Largeur d'assise : 42 cm
Profondeur d' assise : 35 cm
Poids de l'ensemble : 5,7 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

TOP

G • SIÈGE ÉLÉVATEUR DE BAIN ORCA

Siège facilitant l'accès et la sortie du bain. Dossier inclinable à 40°. Démontable en deux parties. Fonctionne avec batterie. Télécommande flottante, étanche et ergonomique. Existe en version XL. Options : disque de transfert, plot d'abduction...

Largeur au sol hors-tout : 29,5 cm
Largeur d'assise : 37,5 cm
Largeur d'assise avec rabats latéraux : 71,5 cm
Profondeur au sol hors-tout : 58 cm
Profondeur d'assise : 49 cm
Hauteur d'assise : de 6 à 42 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg , 170 kg (version XL)

Principe de fonctionnement:



F • FAUTEUIL D'ACCÈS SLIDE

Permet de se mettre dans sa baignoire sans se relever. L'utilisateur peut glisser le long du rail sans aide. Adaptable sur toute baignoire.

Dimensions assise : 50 x 40 cm
Hauteur : pieds réglables indépendamment de 45 à 56 cm
Largeur max : 106 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



A • TAPIS DE DOUCHE ANTIGUA

Revêtement type moquette, antidérapant, doux et massant pour la plante des pieds. Sécurise l'utilisateur. Entretien très facile.

Dimensions : 53 x 53 cm
Lavage à 30°



B • TABOURET DE DOUCHE 9780E I FIT

Tabouret de douche confortable. Hauteur réglable facilement.

Hauteur réglable de 38 à 55 cm
Dimensions au sol : 42 x 43 cm
Dimensions d'assise : 45 x 50 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg



C • TABOURET DE COIN SUMATRA

L'assise triangulaire permet le positionnement dans un coin de la douche.

Hauteur réglable de 42 à 57 cm
Dimensions d'assise : (côté) 45 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



D • TABOURET DE DOUCHE AQUATEC DOT

Tabouret idéal pour espaces réduits. Assise permettant la toilette par l'avant et par l'arrière. Très léger.

Hauteur réglable de 40 à 55 cm
Dimensions d'assise : 34 x 21 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



E • CHAISE DE DOUCHE CADIZ

Assise ergonomique grand confort.

Hauteur réglable de 36 à 51 cm
Dimensions d'assise : 50 x 31 cm
Poids maxi utilisateur : 143 kg



F • CHAISE DE DOUCHE 9781E I FIT



Même modèle que le 9780 E mais avec un dossier amovible.

Hauteur réglable de 32 à 49 cm
Dimensions assise : 37 x 50 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg



G • FAUTEUIL DE DOUCHE ET GARDE-ROBE PICO COMMUNE

Conception originale utilisation possible dans les toilettes, dans la chambre et dans la douche.

Dimensions d'assise : 43 x 42 cm
Hauteur réglable de 42 à 57 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg



H • CHAISE DE DOUCHE ALIZÉ H2480

Chaise de douche en acier galvanisé. Découpe pour toilette intime.

Dimensions d'assise : 40 x 41 cm
Hauteur réglable de 50 à 56 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg



I • SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE SANSIBAR

Siège à visser contre le mur. Large découpe pour la toilette intime.

Hauteur réglable de 46 à 50 cm
Dimensions d'assise : 40 x 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



J • FAUTEUIL DE DOUCHE ET GARDE-ROBE OBANA

Chaise de douche / garde robe à roulettes. Tissu dossier amovible pour la toilette du dos.

Dimensions d'assise : 44 x 40 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg



K • CHAISE DE DOUCHE H243

Chaise de douche / garde robe à pousser, équipée de 4 roues à freins. Repose pieds.

Dimensions d'assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Achat d'une chaise garde robe. »





LA DOUCHE

L • CHAISE DE DOUCHE OCÉAN



Fauteuil de douche et de toilette en acier.
Hauteur modulable facilement.
Assise confortable.
Existe en petites et grandes roues.

Dimensions d'assise : 48 x 45 cm
Hauteur d'assise réglable de 47 à 60 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg



M • CHAISE SWIFT MOBILE INCLINABLE



Permet d'incliner le patient pendant la toilette.
Utile pour le lavage des cheveux.
Assise amovible.
Bascule de 0 à 35°.

Dimensions d'assise : 50 x 40 cm
Hauteur d'assise réglable de 50 à 65 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



LES BARRES DE MAINTIEN

A • BARRE D'APPUI MURALE DROITE

Tube en acier de diamètre 2,5 cm pour une meilleure prise, peinture époxy blanche.

Longueur : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg



B • BARRE D'APPUI COUDÉE

Forme coudée idéale pour se relever.
Parfait pour baignoire et WC.

Longueur : 33 cm
Poids maxi utilisateur : 115 kg



C • BARRE D'APPUI MURALE AQUA

Bonne préhensibilité, à poser de biais pour un meilleur effet levier.

Disponible en différentes longueurs : 25 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm - 80 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg



D • BARRE D'APPUI MURALE EN L

Partie horizontale pour les transferts fauteuils.
Partie verticale pour se tenir debout.
Idéale dans une douche.

Longueur : 70 x 40 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg



E • BARRE RELEVABLE

Permet d'aider à asseoir ou à relever une personne.
Facilite les transferts au fauteuil roulant.
S'utilise dans les toilettes ou dans la douche.

Longueur : 67 x 20 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg



F • POIGNÉE BALNÉO ET MARCHÉ PIED

Poignée de sortie de baignoire avec marche pied à droite ou à gauche.
Compatible avec baignoire de 75 à 105 cm.

Poids maxi utilisateur : 100 kg



G • BARRE D'APPUI MURALE À VENTOUSES STILEO

Barre d'appui murale à ventouses.
Repositionnable facilement et à volonté sans trace.
Adaptable sur toute surface lisse.
Indicateur d'adhérence de sécurité.

Disponible en 2 longueurs : 45 et 55 cm.



H • BARRE D'ACCÈS AU BAIN HANDY

Barre de baignoire avec mâchoires d'accroche compatible 8 à 17 cm.
Deux poignées de préhension.

Hauteur : 32 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



A • RÉHAUSSE-WC CLASSIQUE CLIPPER 1

Adapté à la majorité des toilettes. S'installe enfoncé au maximum sur le siège WC, il surélève la cuvette de 11 cm.

Muni d'antidérapants, facile à nettoyer.
Poids maxi utilisateur : 185 kg



B • RÉHAUSSE-WC AVEC FIXATIONS CLIPPER 2

Même modèle que le précédent mais avec 4 fixations latérales pour une sécurité accrue.

Poids maxi utilisateur : 185 kg



C • RÉHAUSSE-WC AVEC FIXATIONS ET ABATTANT CLIPPER 3

Même modèle que le précédent mais avec rajout d'un couvercle.

Poids maxi utilisateur : 185 kg



D • RÉHAUSSE-WC AVEC FIXATIONS, ABATTANT ET POIGNÉES CLIPPER 4

Même modèle que le précédent mais avec rajout des poignées escamotables. Très utile pour l'aide au transfert.

Poids maxi utilisateur : 100 kg
Dimensions : 53 x 53 cm



E • RÉHAUSSE-WC AQUATEC 90

Réhausse WC de 10 cm. Adaptable sur toutes les toilettes. Fixation avec 2 cales à l'arrière. Disponible avec ou sans abattant.

Poids maxi utilisateur : 225 kg



F • RÉHAUSSE-WC CONTACT

Mousse injectée dans PVC thermoformée. Confort optimal. Fixation unique double lèvres.

Réhausse WC de 11 cm
Poids maxi utilisateur : 185 kg



G • CADRE DE TOILETTE

Réglable en hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur. Muni d'accoudoirs très larges, ce cadre fournit un appui précieux lors de l'utilisation.

Poids maxi utilisateur : 100 kg



H • SUR-ÉLÉVATEUR DE WC 3 EN 1

3 en 1 cadre de toilette, sur-élévateur de toilette et chaise toilette.

Hauteur réglable de 39 à 54 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg



I • CHAISE TOILETTE PLIANTE BLUE STEEL 3 EN 1

3 en 1 cadre de toilette, sur-élévateur de toilette et chaise toilette. Pieds télescopiques réglables.

Hauteur réglable de 43 à 58 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg





LA CUISINE

A • JEU DE 4 COUVERTS

Couverts en acier inoxydable très légers avec des manches en plastique compensé pour une meilleure tenue. Lavable en machine.



B • COUTEAU-FOURCHETTE NELSON

Spécifiquement conçu pour manger d'une seule main, la lame du couteau-fourchette découpe les aliments par un simple mouvement de balancier.



C • COUVERTS COUDÉS

L'angle de ces couverts aide les personnes dont les mouvements des poignets sont limités. Utile également pour l'aidant lors des repas. Lavable en machine.



D • SERVIETTE LONGUE

Facilite la protection des personnes dépendantes au cours des repas. Réutilisable et lavable en machine. Dessus: coton brossé ; dessous : vinyl satiné imperméable.

TOP



E • SERVIETTE COUVRANTE DE LUXE

Recouvre efficacement les épaules et les bras de l'utilisateur. Réutilisable et lavable en machine. Textile polyester coton doublée avec une face PVC.



F • REBORD D'ASSIETTE

Evite le renversement en cas de gestes hésitants. Léger et flexible, il s'adapte sur toutes les assiettes plates.



I • CHAISE HAUTE DE CUISINE

L'assise est inclinée de 4 cm vers l'avant afin de diminuer l'effort pour s'asseoir ou se relever. Assise et dossier rembourrés résistants à l'eau.

Dimensions assise : 34 x 29 cm
Hauteur réglable de 54 à 69 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

G • VERRE PLASTIQUE CANARD

Permet de boire sans renverser le contenu. Très utile pour une personne alitée.

Contenance : 250 ml



TOP

H • VERRE À DÉCOUPE NASALE ERGO

Verre étudié pour permettre à l'utilisateur de boire en gardant sa tête droite.

Contenance : 250 ml



A • CUVETTE LAVE-TÊTE

Cuvette en vinyl gonflable avec découpe soutenant la nuque et les épaules.

Dimensions : 71 x 61 cm
Profondeur : 17 cm



B • EPONGE À LONG MANCHE

Elle permet la toilette des jambes, des pieds et du dos. Le manche est assez flexible pour pouvoir être courbé et atteindre ainsi plus facilement la partie du corps désirée.
Très utile pour utilisateur avec mobilité réduite.

Disponible en longueur 61 cm



C • SANDALE DE DOUCHE

Permet de nettoyer ses pieds sans se baisser.
Assure également une fonction massante.
La sandale est collée au sol par des ventouses et donc sécurisée.



D • ENFILE-BAS D102

Très facile pour enfiler les pieds grâce aux 2 sangles latérales.



E • ENFILE BAS DE CONTENTION KINETEC

Permet d'enfiler ses bas sans aide grâce aux poignées coulissantes.



F • ENFILE-COLLANT

Permet d'enfiler les collants sans se pencher.



G • CHAUSSE PIED LONG

Poignée souple munie d'une sangle et d'un crochet.

Longueur: 60 cm



H • PINCE DE PRÉHENSION

La pince accrocheuse permet de ramasser des objets sans se baisser.

Existe en 66 et 82 cm.



I • ROULEAU ANTIDÉRAPANT

Rouleau à découper de matière antidérapante.
Permet de sécuriser de nombreux ustensiles.

Dimensions : 200 x 40 cm





CONFORT ET HYGIÈNE DU MALADE



A • URINAL HOMME AVEC OU SANS BOUCHON

Conçu pour les personnes alitées. Positionnez l'urinal facilement à l'aide de sa poignée ergonomique.

Capacité 1 L (échelle graduée en dl)



B • URINAL DE SÉCURITÉ URSEC

Le système antireflux permet d'empêcher le renversement quel que soit la position.

Poignée ergonomique et phosphorescente. Encoche de préhension. Niveau visible.

Capacité utile : 1 L gradué

Système VID'VITE avec goulot verseur et bouton vissé de sécurité



C • URINAL FEMME

Urinal conçu pour les femmes alitées. Pratique, avec sa forme tulipe pour éviter les risques de fuite. Positionnez l'urinal facilement à l'aide de sa forme ergonomique.

Capacité 1 L (échelle graduée en dl)



D • BASSIN DE LIT

Sa forme ergonomique couplée avec son couvercle permet une manipulation aisée pour le patient comme pour l'aidant.

Non toxique, et antiallergique.

Bords arrondis, poignée ergonomique.

Résistance à un poids de 140 kg.

Capacité : 800 ml

Lavable

Stérilisable exclusivement à froid



E • BIDET CUVETTE

Bidet amovible adaptable sur WC.

Lavable et réutilisable.



F • BOCK À LAVEMENT

Il s'utilise pour le nettoyage de l'intestin.

Trous de fixation pour faciliter l'utilisation.

Complet (tube + canules).

Gradué 2 litres

Dimensions: Hauteur : env. 19 cm

Diamètre : env. 14 cm

Polypropylène autoclavable

à 120/130°C -20mn



G • INHALATEUR

Conçu pour les inhalations et fumigations en cas d'encombrement des voies aériennes.

Polypropylène blanc. Autoclavable 120/130°C -20 mn.

Dimensions : hauteur : 21 cm
Diamètre : 11 cm



H • CRACHOIR

Article à usage unique, en polypropylène.

Avec couvercle.

Solidité thermique 300°C.

Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène.

Incinérable.



A • CHAUSSURE DE BAROUK COURTE

Chaussure de décharge dégageant l'avant-pied de tout appui.
Utile en post opératoire.
Facile à chausser et confortable.

Taille 1 : du 36 au 39
Taille 2 : du 39,5 au 42,5
Taille 3 : 43 au 46
Vendue à l'unité



MODÈLE D'ORDONNANCE

«Achat d'une chaussure de décharge de l'avant pied.»



B • CHAUSSURE DE BAROUK LONGUE OUVERTE DE TYPE MAYZAUD

Chaussure thérapeutique de décharge totale de l'avant-pied.
Semelle prolongée pour la protection du pied.

Taille 1 : du 36 au 39
Taille 2 : du 39,5 au 42,5
Taille 3 : 43 au 46
Vendue à l'unité



LA SURVEILLANCE

C • TENSIOMÈTRE AU BRAS M3

Tensiomètre brachial OMRON M3 entièrement automatique, Technologie «Intellisense» permet un gonflage automatique du brassard adapté au bras.
Aucun pré réglage à effectuer.
Signal sonore en fin de mesure et affichage simplifié des résultats. Indicateur en cas d'anomalie. Livré avec brassard en Nylon et piles.



D • TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS3

Tensiomètre de poignet OMRON RS3 entièrement automatique. Technologie « Intellisense » permet un gonflage automatique selon le poignet.
Aucun pré réglage à effectuer.
Signal sonore en fin de mesure et affichage simplifié des résultats. Indicateur en cas d'anomalie.
Possibilité de mettre en mémoire jusqu'à 60 entrées.
Livré avec piles.



E • PÈSE-PERSONNE SECA CLARA 803

Pèse-personne numérique.
Revêtement doux en caoutchouc.
Affichage des chiffres en grand.
Démarrage par pression et extinction automatique.

Capacité : 150 kg
Précision : 100 g



F • PÈSE-PERSONNE SECA 750

Pèse-personne mécanique compact.
Revêtement anti-dérapant.
Grand écran avec affichage précis au kg.
Modèle très robuste, grande durée de vie.

Capacité : 150 kg



G • PÈSE-PERSONNE PARLANT COMED

Pèse-personne électronique parlant.
Affichage LCD.

Capacité : 150 kg
Précision : 100 g



H • OXYMÈTRE DE POULS OXYPAD HOME

Permet l'autocontrôle de la saturation en oxygène et du pouls.
Utilisation simplifiée, une fois le doigt placé dans l'appareil, les valeurs s'affichent automatiquement.
Autonomie d'environ 30 heures en continu (arrêt automatique).
Compact et léger.
Livré avec une dragonne et une housse.



A • PIPI STOP + BANDE

Appareil d'aide pour stopper l'incontinence urinaire nocturne des enfants.

La bande de détection est placée dans les sous vêtements et reliée au pipi stop.

Aux premières gouttes d'urine, une alarme retentit et réveille l'enfant stoppant la miction.

La bande peut être lavée à l'eau savonneuse et est réutilisable. L'achat de deux bandes peut s'avérer utile pour un usage sans interruption.

Conseillé à partir de 4 ans, succès dans 87 % des cas.



Info+

Le pipi stop s'avère être un appareil très utile pour stopper l'énurésie. Son efficacité est maximale si l'utilisation est continue. Le modèle classique consiste à le louer (durée moyenne de 2 mois) et à acheter deux bandes pour pouvoir les intervenir.

B • PUPITRE POUR BÉBÉ

Ce coussin avec culotte permet au bébé d'être dans une position oblique limitant les phénomènes de régurgitation. Housse polycoton coloris bleu.

Dimensions : 59 x 37 x 34 cm



C • PÈSE-BÉBÉ/PÈSE ENFANT SECA 354

Pèse-bébé 2 en 1 pouvant être converti sur demande en pèse enfant pour moins de 20 kg.

D'une précision allant de 10 à 20g selon le mode.

Plateau doux au toucher.

Fonction de mesure de l'allaitement assimilé.



D • TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DTF FISIO BOX À CADENCE VARIABLE

Tire lait électrique reproduisant la mécanique naturelle de l'allaitement.

1 phase de stimulation = cadence rapide

1 phase de recueil = cadence lente

Recueil de lait rapide et sans effort

A l'achat : Kit KOLOR simple ou double

Location d'un tire lait



Achat du kit simple ou double



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un tire-lait pour une durée de jours + achat du kit ».



E • TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE MEDELA LACTINA

Tire lait électrique idéal pour un confort et une efficacité maximale.

Fonctionnement discret sans vibration.

Moteur silencieux.

Le set d'accessoire peut être utilisé comme tire-lait manuel.

A l'achat : kit simple ou double





A • ELECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL PERISTIM PRO



CEFAR PERISTIM PRO est un stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale. 9 programmes spécifiques selon la pathologie ciblée (principalement des cas d'incontinence ou de douleurs).
Livré avec une sonde uro -vaginale ou anale au choix.



MODÈLE D'ORDONNANCE

« Location d'un électrostimulateur périnéal pour une durée de mois
+ achat d'une sonde de rééducation périnéale.»



B • SONDE VAGINALE SAINT CLOUD +

Forme anatomique pour respecter la morphologie vaginale.
Très bon contact des électrodes avec la paroi, pour maximiser la surface d'échange.

Longueur de la sonde : 12,8 cm
Diamètre : 2,8 cm
Connectique: 2 fiches banane 2mm



C • SONDE VAGINALE SAINT CLOUD CLASSIC

Forme étranglée pour un meilleur maintien vaginal.
Pas d'expulsion pendant les contractions.

Longueur de la sonde: 13 cm
Diamètre : 2,5 cm
Connectique: Prise jack 3,5mm ou DIN 3 broches



D • SONDE ANALE

Sonde conçue pour la rééducation des muscles du plancher pelvien.

Longueur de la sonde: 11 cm
Diamètre: 1,3 cm
Connectique: DIN 3 broches ou Jack 3,5 mm





QUEL PRODUIT ID EST FAIT POUR VOUS?

	Personne valide	Personne valide	Personne valide	Personne valide Besoin d'aide Alité	Besoin d'aide Alité
	ID LIGHT	ID FOR MEN	ID PANTS ACTIVE	ID FORM	ID SLIP
Fuites Légères					
	NORMAL	LEVEL 2			
	EXTRA				
Fuites Modérées	MAXI				
			PLUS S-M-L-XL	PLUS EXTRA	
Fuites Sévères				EXTRA PLUS	
			SUPER M-L-XL	SUPER	PLUS M-L-XL
					EXTRA PLUS M-L
Fuites Très Sévères					SUPER S-M-L-XL
				MAXI	MAXI S-M-L

QUELLE EST VOTRE TAILLE?



		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
		< 50	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	> 170
 ID SLIP 		XS													
			S												
						M									
									L						
										XL					
 ID PANTS ACTIVE 		XS													
			S												
					M										
							L								
											XL				

A • LES ALÈSES



Les alèses sont disponibles en différentes dimensions pour la protection des lits et des fauteuils.

Conçue pour garantir une absorption optimale et rapide des liquides.

Modèle en trois parties : coussin de fluff pour le confort, polyéthylène et voile doux pour le toucher.

ID EXPERT PROTECT

Désignation	Reference	Sachet	Carton
SUPER 60X40	5800475300	30	9 x 30
SUPER 60X60	5800675300	30	4 x 30
SUPER 60X90	5800975300	30	4 x 30
SUPER 90X180	5800075200	20	4 x 20

B • LES PROTECTIONS FÉMININES / MASCULINES

Conçu pour les troubles d'incontinence modérés.

Noyau absorbant contenant de la poudre assurant une absorption rapide et permettant transformation de l'urine en gel.

Pas de remontée d'humidité.

Système anti-odeur.

Système anti irritation.

Large bande adhésive pour un maintien optimal.



ID EXPERT LIGHT ID FOR MEN



Désignation	Reference	Paquet	Carton
NORMAL	5160030281	28	12 x 28
EXTRA	5160040281	28	10 x 28
MAXI	5160050281	28	6 x 28
FOR MEN	5221040100	10	16 x 10

C • LES CHANGES ANATOMIQUES

Conçu pour les cas d'incontinence modérée à sévère.
Le noyau absorbant contient de la poudre absorbante qui assure une absorption rapide et une transformation de l'urine en gel, empêchant toute remontée d'humidité.
Le système anti-odeurs prévient la formation d'odeurs désagréables. Il maintient le pH neutre de la peau et la préserve des rougeurs et irritations.



ID EXPERT FORM



Désignation	Reference	Paquet	Carton
PLUS	5310260210	21	6 x 21
EXTRA	5310265210	21	6 x 21
EXTRA +	5310270210	21	6 x 21
SUPER	5310275210	21	6 x 21
MAXI	5310380210	21	4 x 21



D • SLIP INTÉGRAL

Conçu pour les incontinences légères à modérées.

Se met comme un sous-vêtement, s'enlève comme un sous vêtement, ou en cas de besoin, en déchirant la couture sur les côtés.
Plus d'autonomie : pour les utilisateurs en les rendant moins dépendants d'une tierce personne.
Systèmes anti-odeur, anti-humidité et anti -irritations.
Voile externe au toucher «coton», les protections se portent comme un sous-vêtement classique et offrent un confort maximal et une discrétion totale.

ID PANTS

Désignation	Reference	Paquet	Carton
PLUS SMALL	5531165140	14	8 x 14
PLUS MEDIUM	5531265140	14	8 x 14
PLUS LARGE	5531365140	14	8 x 14
PLUS XLARGE	5531465140	14	4 x 14
SUPER MEDIUM	5531275140	14	8 x 14
SUPER LARGE	5531375140	14	8 x 14
SUPER X LARGE	5531475140	14	4 x 14

E • LES CHANGES COMPLETS

Conçu pour la nuit ou les incontinences modérées à sévères.
Systèmes anti-odeur, anti-humidité et anti-irritations.
Les barrières anti-fuites sans latex empêchent le risque de fuite d'urine et de selle à l'entrejambe.
Voile externe toucher coton pour un confort et une discrétion optimale.
Témoin d'humidité externe pour le change.



ID EXPERT SLIP



Désignation	Reference	Paquet	Carton
SUPER SMALL	5630175140	14	4 x 14
PLUS MEDIUM	5610260280	28	4 x 28
EXTRA+ MEDIUM	5610270280	28	4 x 28
SUPER MEDIUM	5630275280	28	3 x 28
PLUS LARGE	5610360280	28	3 x 28
EXTRA + LARGE	5610370280	28	2 x 28
SUPER LARGE	5630375280	28	3 x 28
PLUS XLARGE	5630460140	14	4 x 14
SUPER XLARGE	5630475140	14	4 x 14
MAXI SMALL	5630180200	20	4 x 20
MAXI MEDIUM	5630280150	28	3 x 15
MAXI LARGE	5630380150	28	3 x 15

F • GANTS DE TOILETTE À USAGE UNIQUE

Gant à usage unique pour la toilette.
Souple et absorbant, permet une toilette en douceur.
Contact agréable pendant la toilette.





LE MÉDICO-CHIRURGICAL



Les aiguilles et les seringues
Le traitement des déchets
Les protections
Le diagnostic
Les soins et pansements
Les instruments
Les malettes
La désinfection
Le mobilier



Eligible à un remboursement total



Eligible à un remboursement partiel



Disponible à la vente



Disponible à la location



Top des ventes



Coup de coeur



Produit éco



Produit bariatrique



Fabrication Française

A • AIGUILLES À USAGE UNIQUE TERUMO AGANI

Boite de 100 unités



AIGUILLE AGANI	38X12	18G	ROSE
AIGUILLE AGANI	38X11	19G	CREME
AIGUILLE AGANI	25X9	20G	JAUNE
AIGUILLE AGANI	38X9	20G	JAUNE
AIGUILLE AGANI	50X8	21G	VERT
AIGUILLE AGANI	25X8	21G	VERT
AIGUILLE AGANI	38X8	21G	VERT
AIGUILLE AGANI	32X7	22G	NOIR
AIGUILLE AGANI	38X7	22G	NOIR
AIGUILLE AGANI	25X6	23G	BLEU
AIGUILLE AGANI	32X6	23G	BLEU
AIGUILLE AGANI	16X5	25G	ORANGE
AIGUILLE AGANI	25X5	25G	ORANGE
AIGUILLE AGANI	13X4,5	26G	MARRON

B • ADAPTATEUR LUER VENJECT

Boite de 100 unités



C • SERINGUES 3 PIÈCES

Seringues jetables 3 pièces (cylindre+piston+joint en caoutchouc).

Disponibles en 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml
Conditionnement par boîte de 100 unités pour les 2, 5, 10 ml
Conditionnement de 50 unités pour les 20 ml



D • MICROPERFUSEURS

Ailettes souples repliables.

5/10 Orange
6/10 Bleu
7/10 Noir
8/10 Vert
9/10 Jaune



E • GARROT SANS LATEX

Garrot sans latex simple.

Couleur vert, longueur 75 cm



F • GARROT AUTOMATIQUE

Garrot hémostatique à bande élastique lavable. Ouverture et fermeture par enclenchement. Ne pince pas la peau.

Longueur: 480 mm



TRAITEMENT DES DÉCHETS



Marquage réglementaire, élimination des déchets en toute sécurité.
Les petits modèles possèdent des systèmes de fente pour l'évacuation de tout type d'aiguilles.

Collecteurs de déchets disponibles dans les tailles suivantes: 0,6 L - 1,8 L - 3 L - 4 L - 7 L



A • GANTS VINYL OU LATEX

Gants non stériles vendus par boîte de 100 unités.

Tailles: XS/S/M/L/XL
Existe poudrés
ou non poudrés



B • GANTS LATEX STÉRILES

Haute sensibilité, manchettes longues, double emballage.

Boîte de 100 unités
Sur demande vendu à la paire
3 tailles: S - M - L



C • DOIGTIERS DE LEGUEU

Gants en polyéthylène 2 doigts.
Pour exploration vaginale.

Existe stérile
ou non stérile
Sachet de 100



D • BLOUSE À USAGE UNIQUE

Blouse en polypropylène, attachée par 4 boutons-pression, est dotée de 2 poches plaquées et de manches à poignets élastiques.

Taille M



E • SURCHAUSSURES VISITEUR

Surchaussures sans latex, en polyéthylène avec élastique de serrage à la cheville.

Sachet de 100



F • CHARLOTTE RONDE BLANCHE

De pose facile, elle enveloppe parfaitement les chevelures.

Boîte de 100 charlottes
Ce modèle est en polypropylène,
sans latex
Taille unique



G • MASQUE DE SOINS ÉLASTIQUES 3 PLIS

Masque chirurgical très haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires, 3 plis, type II Conforme à la Norme EN 14683: 2005.
Bloc opératoire, soin intensif, patients contagieux et industrie alimentaire.



H • MASQUE FFP2

Masque FFP 2, bec de canard sans valve.
Protection respiratoire contre les polluants et contaminants atmosphériques.
Domaine industriel et hospitalier.



I • ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS

Ouate blanche
2 plis
Paquet de 100



J • DRAPS D'EXAMEN LISSES

Draps d'examen lisse.

Rouleau de 135 formats de 38 x 50 cm



K • DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS

Très résistants et imperméables.
Draps haut de gamme bi face.

Rouleau de 180 formats de 38 x 50 cm



Tensiomètre

A • TENSIOMÈTRE LIAN NANO

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand écran.
Très bonne précision et robustesse.

Brassard noir en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis
Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS
Livré en trousse nylon

*Spécial
Infirmière*



B • TENSIOMÈTRE LIAN MÉTAL

Ambidextre. Manomètre pivotant. Boîtier métal avec grand cadran pour lecture optimisée des mesures sous tous les angles. Protection optimale du mécanisme. Cuillère de maintien et poire ergonomique.

Fourni avec un brassard taille M



*NOUVEAU EXISTE EN VERSION MULTIBRASSARDS
Taille L obèse, M adulte, S enfant-petit adulte*

C • TENSIOMÈTRE NM

Ambidextre. Robinet de décompression central.
Boîtier en métal chromé indéformable avec protège manomètre en mousse. Poire GRAND VOLUME.

6 Tailles de Brassards



D • TENSIOMÈTRE DUPONT STILEA

Boîtier ABS de protection.
Poire de gonflage et molette de décompression.

Livré avec brassard trousse de rangement et manuel d'utilisation
5 tailles de brassard



Stéthoscope

E • STETHOSCOPE COLSON STANDARD

Simple pavillon et bague anti froid.
Nettoyage facile à l'alcool.
Modèle sobre et économique.



F • STETHOSCOPE DUAL PULSE (DOUBLE PAVILLON)

Pour la prise de tension au quotidien.
Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir). Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assorties à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.



*Spécial
Infirmière*





G • STETHOSCOPE MAGISTER

Pour l'auscultation polyvalente. Double pavillon en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée. Existe en pédiatrique.

*Spécial
Médecin*



H • STETHOSCOPE LITTMAN CLASSIC 2

Stéthoscope avec pavillon ergonomique bénéficiant de la technologie double fréquence, le stéthoscope Littman Classic II est en acier inoxydable double pavillon avec bague anti-froid. La membrane double fréquence est en silicone sur le grand pavillon pour l'auscultation des sons basses et hautes fréquences. La lyre est en alliage très léger et orientée selon l'anatomie auriculaire.

Diamètre du pavillon: 47 et 34 mm
Existe en pédiatrique



I • OTOSCOPE HEINE MINI 3000

Modèle compact, maniable et de qualité exceptionnelle, éclairage direct (ou dit « conventionnel »).

Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés.



J • THERMOSCAN PRO 6000

Rapide, ce thermomètre électronique mémorise la dernière prise de température. Utilisable de la pédiatrie à la gériatrie en toute sécurité.



K • OXYMÈTRE DE POULS OXYGO

Convient aux professionnels de santé désireux d'avoir un oxymètre simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre pour une utilisation en cabinet ou en déplacement. Résistant aux chocs, il est livré avec une housse de protection, une dragonne et une pile. Il s'arrête automatiquement au bout de 5 secondes en l'absence de signal.



L • OXYMÈTRE DE POULS NONIN GO2

Donne les relevés du taux de saturation en oxygène et de la fréquence du pouls ultra-précis, rapides et faciles, informations vitales dont ont besoin les professionnels de santé.





ATTENTION :

Les balances de classe médicale (III ou IV) sont les seuls appareils homologués par la loi pour la détermination d'un poids servant de fondement à une prescription médicale.

Le détenteur d'une balance doit impérativement faire effectuer la vérification périodique annuellement.

Les Balances

A • PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE SECA 761

Pèse-personne mécanique à grand cadran.
Balance au design classique et dotée d'un grand cadran rond bien lisible.
Plateforme antidérapante résistante aux chocs et rayures.

Capacité : 150 kg
Précision : 1 kg



B • PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE SECA 877

Pèse-personne plat électronique pour une utilisation mobile.
Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La TARE du poids de l'adulte est alors assurée par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

Capacité : 200 kg
Dimensions (LxHxP) : 321 x 60 x 356 mm



C • PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE SECA 384

Pèse-bébé électronique et pèse personne plat pour enfants.
Nacelle amovible facilement détachable du support.

Dimensions de plateau (LxHxP) :
525 x 80 x 250 mm
Capacité : 20 kg
Extinction automatique



D • TOISE PÉDIATRIQUE SECA 206

Toise pédiatrique ou adulte.
Montage mural facilité.

Plage de mesure : 0 – 220 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions (LxHxP) : 125 x 125 x 173 mm
Poids : 202 g



E • ECG COLSON CARDI 3/ 6/ 12

Très simple d'utilisation.
ECG multipistes complet permettant de réaliser des enregistrements en mode automatique ou manuel avec calcul des paramètres : HR, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV).

Ecran LCD couleur pour visualiser 3, 6 ou 12 pistes simultanées
Cardi-3 est destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires au cabinet ou dans les établissements médicalisés (Existe également en version CARDI 6 & CARDI 12)
Autres modèles : nous consulter



F • DÉFIBRILATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE LIFELINE

Cet appareil analyse l'électrocardiogramme du patient pour déterminer si un choc est exigé ou non et il s'assure automatiquement que l'impédance électrodes/patient est dans la marge appropriée.

Utilisable par un professionnel comme par le grand public.

- Temps de charge inférieur à 9 secondes,
- Batterie d'une autonomie de 8 heures en fonctionnement et 5 ans en veille,
- Autotests automatiques et réguliers,
- Garantie 5 ans
- Matériel conforme au décret N°2007-705 du 4 mai 2007, marqué CE,
- Très performant ; agréé par la très stricte FDA, Foods and Drugs Administration,
- Très résistant : résistance aux normes militaires de chocs et IP54.





A • ABAISSE LANGUE EN BOIS

Abaisse langue à usage unique.
2 Tailles: enfant et adulte.

Boîte de 100



B • BÂTONNETS SOIN DE BOUCHE

Bâtonnets de bouche
pour l'hygiène buccale.
Ils sont dotés d'un
manche en plastique et
d'un embout conique en
mousse.

Existe en version embout étoilé



C • BÂTONNETS GLYCÉRINÉS CITRON

Bâtonnets glycérinés en cas de
sécheresse buccale.
Goût citron pour faciliter l'usage.

Boîte de 75



D • COTON BOULE HYDROPHILE

Sachet de 700
Existe aussi en carré
5x5 cm, sachet de 500



E • SPARADRAP MICROPORE

Sparadrap microporeux non-tissé,
hypoallergénique. 9,14 x 2,50

Boîte de 12
Existe avec et sans
dévidoir



F • COMPRESSES DE GAZ NON STÉRILES

Existe en : 5cm x 5cm
7,5 cm x 7,5 cm 10 cm x 10 cm
Boîte de 100



G • COMPRESSES DE GAZ STÉRILES

Compresse hydrophile 100%
coton qualité supérieure.

Existe en: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm,
10 cm x 10 cm
Boîte de 50 pièces



H • TAMPONS ALCOOLISÉS

Tampons alcoolisés 70° vol EMILABO.
Tampons alcoolisés en non-tissé pour
la préparation des peaux saines avant
injection ou prélèvement.
A usage externe
uniquement.

Dim. de la lingette :
60 x 30 mm
Imprégnation :
alcool iso-propylique 70%
Boîte de 200 pièces



I • SPÉCULUM STÉRILE À USAGE UNIQUE

3 tailles : Petit (bleu),
moyen (rouge) et large
(vert)
Vendu par 10



J • SET DE SOINS DK-815

Contient :
1 blister 4 alvéoles
1 pince anatomique plastique verte
1 champ absorbant 38 x 45 cm
1 pince Kocher plastique bleue
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 boules en non tissé 20 x 20 cm
Carton de 48 sets



K • SET DE PANSEMENT SAD 1

Contient :
1 pince anatomique verte
1 pince anatomique à mors fins bleue
3 tampons de gaz ronds
1 Blister rigide 2 compartiments
Carton de 180 sets



A • CISEAUX DAUPHIN

Droits ou courbes 14 cm



B • CISEAUX MOUSSE

Droits 14 cm



C • CISEAUX POINTUS

Droits



D • CISEAUX JESCO

Droits ou courbes 14 cm



E • CISEAUX COUPE FILS SPENCER

11 cm



F • CISEAUX IRIDECTOMIE

Courbes ou droits 11 cm



G • PINCE KOCHER DROITE

Avec griffes ou sans griffes



H • PINCE À ONGLES

14 cm



I • PINCE SÉCATEUR

13.5 cm



J • PINCE DISSECTION FINE

Avec griffes ou sans griffes, 14 cm



K • PINCE À ÉCHARDES

13.5 cm





LES INSTRUMENTS



L • BISTOURIS JETABLES

Bistouris manche plastique avec lame, stérile.

Boîte de 10
Existe en n° 10/11/12/15/20/21/23/24



M • MANCHE DE BISTOURIS

Manche n° 3 pour les lames n° 10 à 15
Manche n° 4 pour les lames n° 20 à 24



N • LAMES DE BISTOURI

Stériles, par boîte de 100
Existe en n° 10/11/12/15/20/21/23/24



O • AGRAFEUSE CUTANÉE À USAGE UNIQUE

Agrafeuse stérile contenant 5 agrafes.



P • OTE AGRAFE À USAGE UNIQUE

Pour ablation des agrafes.



Q • BOITE POUR INSTRUMENTATION

Existe en aluminium (170 x 70 x 30)
ou en inox (180 x 80 x 40)



LES MALETTES

A • MALETTE COMED BAG

Malette médicale Comed bag.
En polyester bleu et intérieur en PVC. Ouverture sur le haut avec une fermeture éclair. Intérieur avec cloisons amovibles.
Pochettes latérales et bandoulière amovibles.

Dimensions : 42 x 20 x 29 cm
Poids : 1,5 kg



B • MALETTE TISSU SMART-MEDICAL-BAG

Elle s'ouvre sur le dessus à l'aide d'une fermeture éclair, munie de deux poignées et d'une bandoulière épaule réglable et amovible pour un plus grand confort.

Comprend de nombreux rangements :

- 2 poches latérales à rabats (fermeture velcro)
- 1 porte-téléphone à mousqueton
- Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant une poche à pression et des ranges stylos
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet
- 1 pochette de format A4, pour porte ordonnance.

Dimensions : 39 x 22 x 26 cm
Poids : 1,1 kg



Autres modèles nous consulter

La solution intégrale pour votre cabinet médical

INSTRUMENTS

ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE
DES MAINS

APPLICATIONS
PARTICULIÈRES

PROTOCOLES

Les Laboratoires Anios, **leaders de la désinfection en milieu hospitalier**, vous apportent un concept hygiène intégral **qui prend en compte toutes les exigences de votre activité sur le lieu de travail**. Un ensemble de produits spécifiques pour garantir à vos patients **une maîtrise globale de l'hygiène et de la désinfection dans votre cabinet médical**.



PROTOCOLES "PRODUIT"

Des protocoles "Produit" pour optimiser l'utilisation de chaque produit.



WIP'ANIOS PREMIUM*

Lingettes pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux et matériels non immergeables. Texture biodégradable.



LINGET'ANIOS*

Lingettes nettoyantes et désinfectantes, pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients.



SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE

Lavage simple des mains et toilette générale.

LAVAGE H



STERANIOS 2%*

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.



ANIOSYME DD1*

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.
Nettoyage en bacs à ultrasons.
Ramassage de l'instrumentation souillée.



SURFA'SAFE**

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.



ANIOSEPT 41**

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services à hauts risques, services de soins...
Désinfection des équipements et matériels : mobilier, literie, fauteuil...
Adapté à la salle d'attente.



ANIOSGEL 85 NPC**

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains.



SURFANIOS PREMIUM**

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

Les indispensables de la désinfection en cabinet médical !

Instruments

ANIOSYME DD1*

MODE D'EMPLOI :

S'utilise à la dilution de 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)), actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K), levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 13624), actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1] et PRV (virus modèle HBV).

CONDITIONNEMENT : Flacon doseur de 1 L et bidon de 5 L.



STÉRIANIOS 2%*

MODE D'EMPLOI :

Temps de contact de 10 minutes, 1 heure pour spores de bactéries.

Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561.
Mycobactéricide : EN 14348, prEN 14563.
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV).
Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

CONDITIONNEMENT : Bidons de 2L et 5L.



Environnement

SURFANIOS PREMIUM**

MODE D'EMPLOI :

Dilution recommandée à 0,25% (20ml pour 8 litres d'eau).
Ne pas rincer.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, BMR (EN 1276)).
Tuberculocide en 120 min, 0,25 %, 20°C (EN 14563).
Levuricide en 15 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275, EN 1650).
Actif en 5 min, 0,25%, 20°C sur PRV (virus modèle HBV) et sur BVDV (virus modèle HCV).

CONDITIONNEMENT : 5L pompe et 1L doseur.



SURFA'SAFE**

MODE D'EMPLOI :

Solution prête à l'emploi.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561), active sur MRSA en 5 min, 20°C (EN 14561), active sur Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min, 20°C.
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 14562).
Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Rotavirus, Herpèsvirus et Influenza A NIBRG-14 [H5N1] virus en 5 min, 20°C. Active sur Feline calicivirus (virus modèle de Norovirus) et Influenza virus A [H1N1] en 15 min, 20°C.

CONDITIONNEMENT : Flacon de 750 ml.



ANIOSEPT 41**

MODE D'EMPLOI :

Aérosol prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 1276, EN 13727.
Levuricide en 5 min : EN 1275, EN 1650.
Actif en 5 minutes sur HIV-1, HBV et Rotavirus.

CONDITIONNEMENT : Aérosol de 300 ml.



* Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Hygiène des Mains

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE

MODE D'EMPLOI :

Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main, se savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement.

PROPRIÉTÉS :

Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

CONDITIONNEMENT : Flacon 30ml, flacons pissettes 250ml, flacons 500ml et 1 litre pompes, flacons 500ml et 1 litre pompes vissées, flacons 1 litre pour distributeur, flacons 1 litre airless, flacons 5 litres.



ANIOSGEL 85 NPC**

MODE D'EMPLOI :

Traitement hygiénique : 3ml* pour un temps de friction de 30 sec. Désinfection chirurgicale : 2 x 3ml* pour un temps de friction de deux fois 45 sec.

Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer.
(* 3 ml = 2 pressions de pompe).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791.
Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650.
Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A souche porcine [H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1].

CONDITIONNEMENT : Flacon de 75ml, 150 ml, flacons de 300ml, 500ml, 1 litre avec pompe vissée et flacon 1 litre airless.



Applications particulières

LINGET'ANIOS*

MODE D'EMPLOI :

Lingette prête à l'emploi pour usage professionnel. Appliquer sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 15 minutes selon l'efficacité souhaitée. Ne pas rincer.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

La solution d'imprégnation est :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NFT 72-190
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190.
Active sur HBV et Herpès virus.

CONDITIONNEMENT : Grande boîte distributrice de 120 lingettes, recharges disponibles.



WIP'ANIOS PREMIUM*

MODE D'EMPLOI :

Lingette à usage unique pour usage professionnel. Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561.
Actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK).
Fongicide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpèsvirus, Influenza virus A NIBRG14 [H5N1].
Actif en 2 min sur Influenza virus A [H1N1].
Actif en 5 min. sur HIV-1.

CONDITIONNEMENT : 6 sachets de 100 lingettes.





A • DIVAN D'EXAMEN ECOMAX

Divan d'examen à hauteur fixe 80 cm

- Sellerie confortable, tendue sans coutures apparentes, mousse épaisseur 500 mm
- Largeur 600mm
- 5 coloris au choix gamme ECOMAX : Bleu, vert, jaune, noir ou blanc
- Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé ou blanc
- Réglage du dossier en toutes positions par un système mécanique autobloquant
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique
- Possibilité achat groupé avec marche pieds, guéridon & Tabouret



C • DIVAN D'EXAMEN OV2-6-125 S

Divan d'examen sur vérin électrique

- Hauteur variable de 49 à 89 cm
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan
- Position Déclive-Proclive en standard
- Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz
- Commande : Pédale de commande multi fonctions
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête
- Equipé de 4 roulettes design double galets diamètre 125 mm à freins
- Capacité de charge : 200 kg en dynamique



E • TABLE DE KINÉSITHÉRAPIE À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE 2 PLANS

Table de kinésithérapie 2 PLANS à hauteur variable électrique

- Châssis composé d'un vérin électrique 6000N
- Commande : Cadre périphérique permettant de monter et descendre la table sans lever les mains du patient
- Sellerie plate de densité 75Kg/cm², tendue sans couture apparente, largeur 600mm, mousse épaisseur 700 mm
- Réglage de la tête en toutes positions par un vérin à gaz, amplitude : 0° à +80°
- Dimension : Tête de 760 mm de long, longueur totale de la table : 2010mm
- Trou visage avec bouchon
- Equipés de 4 roulettes escamotables avec commande centralisée côté pied
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique
- Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)



B • DIVAN D'EXAMEN MIXTE TROIS PARTIES

Pour usage en divan d'examen et table gynécologique

- Hauteur fixe : 800 mm
- Sellerie confortable, sans coutures apparentes, mousse épaisseur 5 cm largeur 600 mm
- Réglage des deux dossiers en toutes positions par systèmes mécanique autobloquants
- Equipé en standard d'un porte rouleau pour drap d'examen, d'une paire d'étais et d'étriers et d'un bac inox
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique



D • DIVAN D'EXAMEN MIXTE À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE OV2-13-125

Divan d'examen sur vérin électrique

- Hauteur variable de 49 à 89 cm
- Sellerie plate de bonne densité
- Dimension 200x70
- Châssis composé de 2 colonnes permettant position Déclive-Proclive en standard
- Télécommande par pédale
- Equipé d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox
- Réglage des 2 dossiers :
 - Tête par vérin à gaz
 - Dossier gynéco par vérin électrique
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête et un deuxième sous le dossier gynéco
- Equipé de 4 roulettes design double galets à freins diamètre 125 mm
- Capacité de charge : 200 kg en dynamique



F • FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT À HAUTEUR FIXE

- Pied sur socle chromé
- Hauteur fixe : 50 cm
- Sellerie en forme ergonomique très grand confort, épaisseur 8cm, largeur 550
- Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz
- Réglage de la jambe en toutes positions par un système mécanique autobloquant (existe également sans jambe)
- Equipé d'une paire de gouttière prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Capacité de charge : 130 kg en dynamique





**MEDISERVICE+
AMBERIEU**

400, rue de la Outarde
01 500 CHÂTEAU-GAILLARD
Tél : 04.74.46.35.35
Fax : 04.74.46.35.36

*** N° D'URGENCE : 06.73.69.56.88**



**MEDISERVICE+
EPINAL-CHAVELOT**

10 bis, rue du Pré Droué
88 150 CHAVELOT
Tél : 03.29.31.33.44
Fax : 03.29.31.46.46

*** N° D'URGENCE : 06.81.89.69.53**



**MEDISERVICE+
BESANCON-MAMIROLLE**

Z.I. Le Clousey
25 620 MAMIROLLE
Tél : 03.81.55.47.47
Fax : 03.81.55.87.27

*** N° D'URGENCE : 06.81.21.19.08**



**MEDISERVICE+
VESOUL**

28, rue Raymond et Lucie Aubrac
70 000 VESOUL
Tél : 03.84.75.22.25
Fax : 03.84.75.07.78

*** N° D'URGENCE : 06.81.67.75.75**



**MEDISERVICE +
CHAUMONT**

Route de Langres
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.31.44.76
FAX: 09 72 42 97 08

*** N° D'URGENCE : 06.04.51.30.33**

*** Pour les produits estampillés**



INSTALLATION

24H/24
7J/7

